

Απολύμανση των συστημάτων DR και των ανιχνευτών DR

Περιεχόμενα

Απολύμανση 3

Καθαρισμός 4

Οδηγίες ασφαλείας για την απολύμανση 5

Εγκεκριμένα απολυμαντικά για τα συστήματα DR 100e 6

Εγκεκριμένα απολυμαντικά για τα συστήματα DR 100s 8

Εγκεκριμένα απολυμαντικά για τα συστήματα DR 400 και DR 600
10

Εγκεκριμένα απολυμαντικά για το σύστημα DR 800 12

Εγκεκριμένα απολυμαντικά για τα συστήματα DX-D 14

Εγκεκριμένα απολυμαντικά για τα συστήματα Valory 16

Εγκεκριμένα απολυμαντικά για το σύστημα Full Leg Full Spine DR
Retrofit 20

Εγκεκριμένα απολυμαντικά για το EASYLIFT και το CR Full Body
Cassette Holder (Υποδοχή κασέτας CR ολόκληρου του σώματος)
22

Εγκεκριμένα απολυμαντικά για τους ανιχνευτές DR 10s και DR 14s
..... 24

Εγκεκριμένα απολυμαντικά για τους ανιχνευτές DR 10e, DR 14e και
DR 17e 27

Εγκεκριμένα απολυμαντικά για το DX-D 10C, DX-D 10G, DX-D 20C
και DX-D 20G 28

Εγκεκριμένα απολυμαντικά για το DX-D 30C και DX-D 35C 30

Εγκεκριμένα απολυμαντικά για τα DX-D 40C, DX-D 40G, DX-D 45C,
DX-D 45G, DX-D 60C and DX-D 60G 32

Εγκεκριμένα απολυμαντικά για τα XD 10, XD+10, XD 14, XD+14, XD
17 και XD+17 35

Χρήση προστατευτικού πλαστικού φακέλου 38

Εγκεκριμένα απολυμαντικά για την οθόνη ή την οθόνη αφής της
BARCO 39

Εγκεκριμένα απολυμαντικά για την οθόνη ή την οθόνη αφής DELL
40

Εγκεκριμένα απολυμαντικά για την οθόνη ή την οθόνη αφής HP
41

Εγκεκριμένα απολυμαντικά για συσκευή ανάγνωσης γραμμοκώδικα
CS6080 42

Καθαρισμός της οθόνης του υπολογιστή ή της οθόνης αφής 44

Καθαρισμός του πληκτρολογίου του υπολογιστή 45

Καθαρισμός φορητού υπολογιστή ή υπολογιστή tablet 46

Αποποίηση ευθυνών 47

Απολύμανση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Για να απολυμάνετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε μόνο απολυμαντικά και μεθόδους απολύμανσης που έχουν εγκριθεί από την Agfa και συμμορφώνονται με τους εθνικούς κανονισμούς και τις εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες καθώς και την προστασία έναντι εκρήξεων.

Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε άλλα απολυμαντικά, πριν από τη χρήση απαιτείται η έγκριση της Agfa, καθότι τα περισσότερα απολυμαντικά μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή. Η απολύμανση με υπεριώδεις ακτίνες επίσης δεν επιτρέπεται.

Εκτελέστε τη διαδικασία ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης, τις οδηγίες απόρριψης και τις οδηγίες ασφαλείας του επιλεγμένου απολυμαντικού, των εργαλείων, καθώς και του νοσοκομείου.

Στοιχεία που έχουν μολυνθεί με αίμα ή σωματικά υγρά, τα οποία μπορεί να περιέχουν αιματογενή παθογόνα, θα πρέπει να καθαρίζονται και στη συνέχεια να απολυμαίνονται ενδιάμεσα με ένα προϊόν που έχει καταχώριση EPA για δράση κατά της ηπατίτιδας B.

Καθαρισμός

Οι οδηγίες καθαρισμού συμπεριλαμβάνονται στα έγγραφα τεκμηρίωσης χρήστη κάθε συστήματος. Αυτό το έγγραφο περιέχει οδηγίες καθαρισμού για ορισμένα γενικά εξαρτήματα του συστήματος.

Οδηγίες ασφαλείας για την απολύμανση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Όταν πρόκειται να καθαριστεί ο εξοπλισμός, βεβαιωθείτε ότι έχετε ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙ το διακόπτη λειτουργίας κάθε συσκευής και ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο από την πρίζα ρεύματος AC. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μη χύνετε υγρά απευθείας επάνω στον εξοπλισμό. Να χρησιμοποιείτε πάντα ένα καθαρό, υγρό (να μην στάζει) πανί με το διάλυμα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Χρήση σε καλά αεριζόμενες περιοχές.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με το προϊόν καθαρισμού ή απολύμανσης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Συμβουλευτείτε τα Δελτία δεδομένων ασφάλειας υλικών (MSDS) του κατασκευαστή και τις συστάσεις στην ετικέτα του προϊόντος για πρόσθετες πληροφορίες πριν από τη χρήση.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Καθαρίστε τον εξοπλισμό μόνο με έναν πανάκι ελαφρώς νοτισμένο. Μην ψεκάζετε απολυμαντικά ή απορρυπαντικά απευθείας επάνω στον εξοπλισμό. Μη χύνετε υγρά απευθείας επάνω στον εξοπλισμό.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι επιφάνειες είναι απόλυτα στεγνές πριν επανέλθει ο εξοπλισμός σε χρήση.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός έχει υποβληθεί σε κατάλληλη απορρύπανση και απολύμανση πριν από την αποστολή ή το σέρβις.

Εγκεκριμένα απολυμαντικά για τα συστήματα DR 100e

Τα ακόλουθα απολυμαντικά είναι συμβατά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας του συστήματος DR 100e:

- **Ισοπροπυλική αλκοόλη 70%**
- **Acrylan®**
(Η ονομασία Acrylan είναι εμπορικό σήμα της ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH)
- **Alcavis Bleach-Wipe 1:10**
(Η ονομασία Alcavis είναι εμπορικό σήμα της Angelini Pharma inc.)
- **Bacillocid® Special**
(Η ονομασία Bacillocid είναι εμπορικό σήμα της Raman & Well PVT. LTD.)
- **Χαρτομάντιλα Bacillol 30**
Bacillol AF
(Η ονομασία Bacillol είναι εμπορικό σήμα της BODE Chemie GmbH)
- **CALTECH DISPATCH**
(Η ονομασία Clorox Healthcare είναι εμπορικό σήμα της The Clorox Company) (Καναδάς)
- **CaviWipes®**
CaviWipes® AF
(Η ονομασία CaviWipes® είναι εμπορικό σήμα της Metrex®)
- **Απολυμαντικά μαντηλάκια Certainty™ Plus**
(Η ονομασία Certainty™ είναι εμπορικό σήμα της Certainty Brands™)
- **MANTHΛAKIA CLEANISEPT®**
(Η ονομασία Cleanisept είναι εμπορικό σήμα της Dr. Schumacher GmbH)
- **Μαντηλάκια Clinell® Clorox**
(Η ονομασία Clinell είναι εμπορικό σήμα της GAMA Healthcare Ltd)
(Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία)
- **Μικροβιοκτόνα μαντηλάκια με χλωρίνη Clorox Healthcare®**
Απολυμαντικά μαντηλάκια με χλωρίνη Clorox Healthcare® Professional
(Η ονομασία Clorox Healthcare είναι εμπορικό σήμα της The Clorox Company) (Καναδάς)
- **COMPLETE 6000 WIPES**
(από την WOOD WYANT inc.)
- **Kohrsolin® extra**
Kohrsolin® FF

- (Η ονομασία Kohrsolin είναι εμπορικό σήμα της BODE Chemie GmbH)
- **Lysoformin® 3000**
(Η ονομασία Lysoformin είναι εμπορικό σήμα της Lysoform)
- **Meliseptol® rapid**
(Η ονομασία Meliseptol είναι εμπορικό σήμα της B. Braun Melsungen AG)
- **Mikrobac® Tissues**
(Η ονομασία Mikrobac είναι εμπορικό σήμα της BODE Chemie GmbH)
- **Μαντηλάκια mikrozid® AF**
απαλά μαντηλάκια mikrozid®
Μαντηλάκια γενικής χρήσης mikrozid®, πράσινη σειρά
(Η ονομασία mikrozid είναι εμπορικό σήμα της Schülke&Mayr GmbH)
- **Αντισηπτικά μαντηλάκια PDI**
(Η ονομασία PDI είναι εμπορικό σήμα της PDI®)
- **Μαντηλάκια Sani-Cloth® Active**
Μαντηλάκια Sani-Cloth® AF3
Μικροβιοκτόνα μαντηλάκια μίας χρήσης με χλωρίνη Sani-Cloth®
Sani-Cloth® Chlor
Μαντηλάκια Sani-Cloth® HB
Μαντηλάκια Sani-Cloth® Plus
Μαντηλάκια Super Sani-Cloth®
(Η ονομασία Sani-Cloth είναι εμπορικό σήμα της PDI®)
- **SUPER HDQ® L 10**
(Η ονομασία SUPER HDQ L 10 είναι εμπορικό σήμα της Spartan®)
- **Tuffie Disinfectant Wipes**
(Η ονομασία Tuffie Disinfectant Wipes είναι εμπορικό σήμα της Vernacare)
- **Viraguard®**
(Η ονομασία Viraguard είναι εμπορικό σήμα της Veridien)
- **Virex®**
(Η ονομασία Virex είναι εμπορικό σήμα της Diversey® Johnson)

Εγκεκριμένα απολυμαντικά για τα συστήματα DR 100s

Τα ακόλουθα απολυμαντικά είναι συμβατά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας του συστήματος DR 100s:

- **70% ισοπροπυλική αλκοόλη**
- **Alcohol Prep Pads**
(Η ονομασία Alcohol Prep Pads είναι εμπορικό σήμα της PDI®)
- **Bacillocid® Special**
(Η ονομασία Bacillocid είναι εμπορικό σήμα της Raman & Well PVT. LTD.)
- **Bacillof AF**
(Η ονομασία Bacillof είναι εμπορικό σήμα της BODE Chemie GmbH)
- **CaviWipes®**
CaviWipes® AF
(Η ονομασία CaviWipes® είναι εμπορικό σήμα της Metrex®)
- **MANTHΛAKIA CLEANISEPT®**
(Η ονομασία Cleanisept είναι εμπορικό σήμα της Dr. Schumacher GmbH)
- **DENTIRO® Light**
(Η ονομασία DENTIRO είναι εμπορικό σήμα της Oro Clean Chemie AG)
- **Kohrsolin® extra**
Kohrsolin® FF
(Η ονομασία Kohrsolin είναι εμπορικό σήμα της BODE Chemie GmbH)
- **Lysoformin® 3000**
(Η ονομασία Lysoformin είναι εμπορικό σήμα της Lysoform)
- **Meliseptol® rapid**
(Η ονομασία Meliseptol είναι εμπορικό σήμα της B. Braun Melsungen AG)
- **Mikrobac® Tissues**
(Η ονομασία Mikrobac είναι εμπορικό σήμα της BODE Chemie GmbH)
- **Μαντηλάκια mikrozid® AF**
απαλά μαντηλάκια mikrozid®
Μαντηλάκια γενικής χρήσης mikrozid®, πράσινη σειρά
(Η ονομασία mikrozid είναι εμπορικό σήμα της Schülke&Mayr GmbH)
- **Μαντηλάκια Sani-Cloth® AF3**
Μαντηλάκια Sani-Cloth® HB
Μαντηλάκια Sani-Cloth® Plus

Μαντηλάκια Super Sani-Cloth®

(Η ονομασία Sani-Cloth είναι εμπορικό σήμα της PDI®)

- **SUPER HDQ® L 10**

(Η ονομασία SUPER HDQ L 10 είναι εμπορικό σήμα της Spartan®)

- **Tuffie Disinfectant Wipes**

(Η ονομασία Tuffie Disinfectant Wipes είναι εμπορικό σήμα της Vernacare)

- **Viraguard®**

(Η ονομασία Viraguard είναι εμπορικό σήμα της Veridien)

- **Virex®**

(Η ονομασία Virex είναι εμπορικό σήμα της Diversey® Johnson)

Εγκεκριμένα απολυμαντικά για τα συστήματα DR 400 και DR 600

Τα ακόλουθα απολυμαντικά έχουν βρεθεί συμβατά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας των συστημάτων DR 400 και DR 600:

- **Alcavis Bleach-Wipe 1:10**
(Η ονομασία Alcavis είναι εμπορικό σήμα της Angelini Pharma inc.)
- **CALTECH DISPATCH**
(Η ονομασία Clorox Healthcare είναι εμπορικό σήμα της The Clorox Company) (Καναδάς)
- **Απολυμαντικά μαντηλάκια Certainty™ Plus**
(Η ονομασία Certainty™ είναι εμπορικό σήμα της Certainty Brands™)
- **Μαντηλάκια Clinell® Clorox**
(Η ονομασία Clinell είναι εμπορικό σήμα της GAMA Healthcare Ltd) (Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία)
- **Μικροβιοκτόνα μαντηλάκια με χλωρίνη Clorox Healthcare®**
Απολυμαντικά μαντηλάκια με χλωρίνη Clorox Healthcare® Professional
(Η ονομασία Clorox Healthcare είναι εμπορικό σήμα της The Clorox Company) (Καναδάς)
- **COMPLETE 6000 WIPES**
(από την WOOD WYANT inc.)
- **Incidin® Plus**
(Η ονομασία Incidin είναι εμπορικό σήμα της Ecolab Inc.)
- **απαλά μαντηλάκια mikrozid®**
(Η ονομασία mikrozid είναι εμπορικό σήμα της Schülke&Mayr GmbH)
- **perform®**
(Η ονομασία perform είναι εμπορικό σήμα της Schülke&Mayr GmbH)
- **Μικροβιοκτόνα μαντηλάκια μίας χρήσης με χλωρίνη Sani-Cloth®**
Sani-Cloth® Chlor
Μαντηλάκια Sani-Cloth® HB
Μαντηλάκια Sani-Cloth® AF3
Μικροβιοκτόνα μαντηλάκια μίας χρήσης Super Sani-Cloth®
(Η ονομασία Sani-Cloth είναι εμπορικό σήμα της PDI®)

Τα ακόλουθα απολυμαντικά είναι συμβατά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας των συστημάτων DR 400 και DR 600.

Ωστόσο, ενδέχεται να ξεκολλήσουν το λογότυπο της AGFA και να προκαλέσουν ελαφρύ αποχρωματισμό των επιφανειών στις οποίες εφαρμόζονται:

- **Acrylan®**
(Η ονομασία Acrylan είναι εμπορικό σήμα της ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH)
- **MANTHΛAKIA CLEANISEPT®**
(Η ονομασία Cleanisept είναι εμπορικό σήμα της Dr. Schumacher GmbH)
- **Dismozon® pur steril**
(Η ονομασία Dismozon είναι εμπορικό σήμα της BODE CHEMIE GmbH & CO.)
- **Incidin® OxyWipe S**
Incidin® OxyWipe
Incidin® OxyFoam S
Incidin® OxyFoam
Τα Incidin® OxyFoam S και Incidin® OxyFoam πρέπει να χρησιμοποιούνται με πανί μίας χρήσης. Μην ψεκάζετε τα απολυμαντικά απευθείας επάνω στον εξοπλισμό.
(Η ονομασία Incidin είναι εμπορικό σήμα της Ecolab Inc.)
- **Lysoformin® 3000**
(Η ονομασία Lysoformin είναι εμπορικό σήμα της Lysoform)
- **Mikrobac® Tissues**
(Η ονομασία Mikrobac είναι εμπορικό σήμα της BODE Chemie GmbH)
- **Μαντηλάκια mikrozid® AF**
Μαντηλάκια γενικής χρήσης mikrozid®, πράσινη σειρά
(Η ονομασία mikrozid είναι εμπορικό σήμα της Schülke&Mayr GmbH)
- **Μαντηλάκια SteriMax® Sporicide**
Μαντηλάκια SteriMax®
(Η ονομασία SteriMax είναι εμπορικό σήμα της Aseptix Research BV)
- **Terralin® protect**
(Η ονομασία Terralin είναι εμπορικό σήμα της Schülke & Mayr GmbH)

Εγκεκριμένα απολυμαντικά για το σύστημα DR 800

Τα ακόλουθα απολυμαντικά είναι συμβατά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας του συστήματος DR 800:



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Απολυμαντικά με βάση φαινολικές ενώσεις που περιέχουν χλώριο και υπεροξείδιο του υδρογόνου είναι σκληρά και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Οι ίδιοι περιορισμοί ισχύουν για καθαριστικά που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη (>70%, π.χ. για απολύμανση χεριών).

- Υδατώδη απολυμαντικά με βάση ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου ή/και αλδεύδες με επίπεδα αλκοόλης <70%.
- **Acrylan®**

(Η ονομασία Acrylan είναι εμπορικό σήμα της ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH)

- **Bacillocid® Special**

(Η ονομασία Bacillocid είναι εμπορικό σήμα της Raman & Well PVT. LTD.)

- **Bacillol AF**

(Η ονομασία Bacillol είναι εμπορικό σήμα της BODE Chemie GmbH)

- **CaviWipes®**

(Η ονομασία CaviWipes® είναι εμπορικό σήμα της Metrex®)

- **Απολυμαντικά μαντηλάκια Certainty™ Plus**

(Η ονομασία Certainty™ είναι εμπορικό σήμα της Certainty Brands™)

- **MANTHΛAKIA CLEANISEPT®**

(Η ονομασία Cleanisept είναι εμπορικό σήμα της Dr. Schumacher GmbH)

- **Μαντηλάκια Clinell® Universal**

(Η ονομασία Clinell είναι εμπορικό σήμα της GAMA Healthcare Ltd)

- **DENTIRO® Light**

(Η ονομασία DENTIRO είναι εμπορικό σήμα της Oro Clean Chemie AG)

- **Germi RIO® Pronto Uso**

(Η ονομασία Germi RIO είναι εμπορικό σήμα της Rioquímica®)

- **hx2™**

(Η ονομασία hx2 είναι εμπορικό σήμα της maxill® inc.)

- **Indagerm B+Q**

Indagerm B+Q Max

(Η ονομασία Indagerm είναι εμπορικό σήμα της Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico LTDA.)

- **Kohrsolin® FF**
(Η ονομασία Kohrsolin είναι εμπορικό σήμα της BODE Chemie GmbH)
- **Lysoformin® 3000**
(Η ονομασία Lysoformin είναι εμπορικό σήμα της Lysoform)
- **Meliseptol® rapid**
(Η ονομασία Meliseptol είναι εμπορικό σήμα της B. Braun Melsungen AG)
- **Υγρά μαντιλάκια Microbac®**
(Το Microbac είναι εμπορικό σήμα της BODE CHEMIE GmbH & CO.)
- **Μαντηλάκια mikrozid® AF**
απαλά μαντηλάκια mikrozid®
Μαντηλάκια γενικής χρήσης mikrozid®, πράσινη σειρά
(Η ονομασία mikrozid είναι εμπορικό σήμα της Schülke&Mayr GmbH)
- **Αντισηπτικά μαντηλάκια PDI**
(Η ονομασία PDI είναι εμπορικό σήμα της PDI®)
- **Μαντηλάκια Sani-Cloth® AF3**
Μαντηλάκια Sani-Cloth® HB
Μαντηλάκια Sani-Cloth® Plus
Μικροβιοκτόνα μαντηλάκια μίας χρήσης Super Sani-Cloth®
(Η ονομασία Sani-Cloth είναι εμπορικό σήμα της PDI®)
- **Tego 103 G**
- **Terralin® protect**
(Η ονομασία Terralin είναι εμπορικό σήμα της Schülke & Mayr GmbH)
- **Tuffie Disinfectant Wipes**
(Η ονομασία Tuffie Disinfectant Wipes είναι εμπορικό σήμα της Vernacare)
- **Viraguard®**
(Η ονομασία Viraguard είναι εμπορικό σήμα της Veridien)
- **Wip'Anios Excel**
(η ονομασία Wip'anios είναι εμπορικό σήμα της Anios®)

Εγκεκριμένα απολυμαντικά για τα συστήματα DX-D

Τα ακόλουθα απολυμαντικά έχουν βρεθεί συμβατά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας των συστημάτων DX-D:

- **Αιθανόλη 70%**
- **Ισοπροπυλική αλκοόλη 70%**
- **Χλωριούχο αλκυλο-διμεθυλο-βενζυλοαμμώνιο 0,036% σε διάλυμα νερού-αλκοόλης.**
- **Acrylan®**
(Η ονομασία Acrylan είναι εμπορικό σήμα της ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH)
- **Alcavis Bleach-Wipe 1:10**
(Η ονομασία Alcavis είναι εμπορικό σήμα της Angelini Pharma inc.)
- **Bacillocid® Special**
(Η ονομασία Bacillocid είναι εμπορικό σήμα της Raman & Well PVT. LTD.)
- **Bacillol AF**
(Η ονομασία Bacillol είναι εμπορικό σήμα της BODE Chemie GmbH)
- **CALTECH DISPATCH**
(Η ονομασία Clorox Healthcare είναι εμπορικό σήμα της The Clorox Company) (Καναδάς)
- **Απολυμαντικά μαντηλάκια Certainty™ Plus**
(Η ονομασία Certainty™ είναι εμπορικό σήμα της Certainty Brands™)
- **MANTHΛAKIA CLEANISEPT®**
(Η ονομασία Cleanisept είναι εμπορικό σήμα της Dr. Schumacher GmbH)
- **Μαντηλάκια Clinell® Clorox**
Μαντηλάκια Clinell® Universal
(Η ονομασία Clinell είναι εμπορικό σήμα της GAMA Healthcare Ltd)
- **Μικροβιοκτόνα μαντηλάκια με χλωρίνη Clorox Healthcare®**
Απολυμαντικά μαντηλάκια με χλωρίνη Clorox Healthcare® Professional
(Η ονομασία Clorox Healthcare είναι εμπορικό σήμα της The Clorox Company) (Καναδάς)
- **COMPLETE 6000 WIPES**
(από την WOOD WYANT inc.)
- **DENTIRO® Light**
(Η ονομασία DENTIRO είναι εμπορικό σήμα της Oro Clean Chemie AG)

- **Germi RIO® Pronto Uso**

(Η ονομασία Germi RIO είναι εμπορικό σήμα της Rioquímica®)

- **Indagerm B+Q**

Indagerm B+Q Max

(Η ονομασία Indagerm είναι εμπορικό σήμα της Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico LTDA.)

- **Lysoformin® 3000**

(Η ονομασία Lysoformin είναι εμπορικό σήμα της Lysoform)

- **Mikrobac® Tissues**

(Η ονομασία Mikrobac είναι εμπορικό σήμα της BODE Chemie GmbH)

- **Μαντηλάκια mikrozid® AF**

απαλά μαντηλάκια mikrozid®

Μαντηλάκια γενικής χρήσης mikrozid®, πράσινη σειρά

(Η ονομασία mikrozid είναι εμπορικό σήμα της Schülke&Mayr GmbH)

- **Αντισηπτικά μαντηλάκια PDI**

(Η ονομασία PDI είναι εμπορικό σήμα της PDI®)

- **Μαντηλάκια Sani-Cloth® Active**

Μαντηλάκια Sani-Cloth® AF3

Μαντηλάκια με χλωρίνη Sani-Cloth®

Sani-Cloth® Chlor

(Η ονομασία Sani-Cloth είναι εμπορικό σήμα της PDI®)

- **Tuffie Disinfectant Wipes**

(Η ονομασία Tuffie Disinfectant Wipes είναι εμπορικό σήμα της Vernacare)

- **Viraguard®**

(Η ονομασία Viraguard είναι εμπορικό σήμα της Veridien)

Εγκεκριμένα απολυμαντικά για τα συστήματα Valory

Τα παρακάτω απολυμαντικά είναι συμβατά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας των συστημάτων Valory:

- **Αιθανόλη 70%**
- **Μαντηλάκια Accel® TB**
Accel® TB Liquid
Μαντηλάκια Accel Intervention Wipes
Accel Intervention RTU
(Η ονομασία Accel είναι εμπορικό σήμα της Virox Technologies Inc.)
- **Acrylan®**
(Η ονομασία Acrylan είναι εμπορικό σήμα της ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH)
- **Alcavis Bleach-Wipe 1:10**
(Η ονομασία Alcavis είναι εμπορικό σήμα της Angelini Pharma inc.)
- **Bacillocid® Special**
(Η ονομασία Bacillocid είναι εμπορικό σήμα της Raman & Well PVT. LTD.)
- **Bacillo1® AF**
Bacillo1® PLUS
(Η ονομασία Bacillo1 είναι εμπορικό σήμα της BODE Chemie GmbH)
- **CALTECH DISPATCH**
(Η ονομασία Clorox Healthcare είναι εμπορικό σήμα της The Clorox Company) (Καναδάς)
- **CaviWipes®**
CaviWipes® AF
(Η ονομασία CaviWipes® είναι εμπορικό σήμα της Metrex®)
- **MANTHΛAKIA CLEANISEPT®**
(Η ονομασία Cleanisept είναι εμπορικό σήμα της Dr. Schumacher GmbH)
- **Μαντηλάκια Clinell® Clorox**
Μαντηλάκια Clinell® με σποριοκτόνο
(Η ονομασία Clinell είναι εμπορικό σήμα της GAMA Healthcare Ltd)
- **Μικροβιοκτόνα μαντηλάκια με χλωρίνη Clorox Healthcare®**
Απολυμαντικά μαντηλάκια με χλωρίνη Clorox Healthcare® Professional
(Η ονομασία Clorox Healthcare είναι εμπορικό σήμα της The Clorox Company) (Καναδάς)

- **COMPLETE 6000 WIPES**

(από την WOOD WYANT inc.)

- **DENTIRO® Light**

DENTIRO® Zero

(Η ονομασία DENTIRO είναι εμπορικό σήμα της Oro Clean Chemie AG)

- **Dismozon® pur steril**

(Η ονομασία Dismozon είναι εμπορικό σήμα της BODE CHEMIE GmbH & CO.)

- **Germi RIO® Pronto Uso**

(Η ονομασία Germi RIO είναι εμπορικό σήμα της Rioquímica®)

- **Incidin® OxyWipe S**

Incidin® OxyWipe

Incidin® OxyFoam S

Incidin® OxyFoam

Τα Incidin® OxyFoam S και Incidin® OxyFoam πρέπει να χρησιμοποιούνται με πανί μίας χρήσης. Μην ψεκάζετε τα απολυμαντικά απευθείας επάνω στον εξοπλισμό.

(Η ονομασία Incidin είναι εμπορικό σήμα της Ecolab Inc.)

- **Indagerm B+Q**

Indagerm B+Q Max

(Η ονομασία Indagerm είναι εμπορικό σήμα της Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico LTDA.)

- **Kohrsolin® extra**

Kohrsolin® FF

(Η ονομασία Kohrsolin είναι εμπορικό σήμα της BODE Chemie GmbH)

- **Lysoformin® 3000**

(Η ονομασία Lysoformin είναι εμπορικό σήμα της Lysoform)

- **Meliseptol® rapid**

Meliseptol® sensitive

(Η ονομασία Meliseptol είναι εμπορικό σήμα της B. Braun Melsungen AG)

- **Υγρά μαντιλάκια Microbac®**

(Το Microbac είναι εμπορικό σήμα της BODE CHEMIE GmbH & CO.)

- **Μαντηλάκια mikrozid® AF**

απαλά μαντηλάκια mikrozid®

Μαντηλάκια γενικής χρήσης mikrozid®, πράσινη σειρά

(Η ονομασία mikrozid είναι εμπορικό σήμα της Schülke&Mayr GmbH)

- **Optigerm®**

(Η ονομασία Optigerm είναι εμπορικό σήμα της General Clean - Soluções Profissionais para Limpeza)

- **Μαντηλάκια Optim 33 TB**

(Η ονομασία Optim είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της SciCan Ltd.)

- **OXIVIR® TB**

(Η ονομασία OXIVIR είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της DIVERSEY, INC.)

- **perform®**

(Η ονομασία perform είναι εμπορικό σήμα της Schülke&Mayr GmbH)

- **PREempt™ (Καναδάς)**

PREempt™ (Καναδάς)

(Η ονομασία PREempt είναι εμπορικό σήμα της Virox Technologies Inc.)

- **Rely+ON™ Virkon® Powder**

(η ονομασία Rely+ON Virkon είναι εμπορικό σήμα της DuPont™)

- **Μαντηλάκια Sani-Cloth® Active**

Μαντηλάκια Sani-Cloth® AF3

Μικροβιοκτόνα μαντηλάκια μίας χρήσης με χλωρίνη Sani-Cloth®

Sani-Cloth® Chlor

Μαντηλάκια Sani-Cloth® HB

Μαντηλάκια Sani-Cloth® Plus

Μικροβιοκτόνα μαντηλάκια μίας χρήσης Super Sani-Cloth®

(Η ονομασία Sani-Cloth είναι εμπορικό σήμα της PDI®)

- **Μαντηλάκια SteriMax® Sporicide**

Μαντηλάκια Sterimax®

(Η ονομασία SteriMax είναι εμπορικό σήμα της Aseptix Research BV)

- **SUPER HDQ® L 10**

(Η ονομασία SUPER HDQ L 10 είναι εμπορικό σήμα της Spartan®)

- **SURFA'SAFE**

(Η ονομασία SURFA'SAFE είναι εμπορικό σήμα της LABORATOIRES ANIOS)

- **Terralin® protect**

(Η ονομασία Terralin είναι εμπορικό σήμα της Schülke & Mayr GmbH)

- **UltraSan Aseptix**

UltraSan Ultra Rapid Aseptix

(Η ονομασία UltraSan είναι εμπορικό σήμα της Aseptix Health Sciences BV)

- **Wip'Anios**

Wip'Anios Excel

(η ονομασία Wip'anios είναι εμπορικό σήμα της Anios®)

ΜΗ χρησιμοποιείτε τα παρακάτω απολυμαντικά. Αν χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε από τα παρακάτω απολυμαντικά, η απόδοση και η ασφάλεια του εξοπλισμού παύει να είναι εγγυημένη.

- Απολυμαντικά που διαβρώνουν μέταλλα, πλαστικά, καουτσούκ ή βαμμένες επιφάνειες
- Απολυμαντικά ακατάλληλα για μέταλλα, πλαστικά, καουτσούκ ή βαμμένες επιφάνειες
- Απολυμαντικά τύπου σπρέι
- Πτητικά απολυμαντικά
- Απολυμαντικά που ενδέχεται να εισχωρήσουν στον εξοπλισμό

ΜΗ χρησιμοποιήσετε οργανικό διαλύτη. Οι οργανικοί διαλύτες ενδέχεται να αλλάξουν το χρώμα της επιφάνειας. Αν στην επιφάνεια προσκολληθεί οργανικός διαλύτης, σκουπίστε τον αμέσως.

Εγκεκριμένα απολυμαντικά για το σύστημα Full Leg Full Spine DR Retrofit

Τα ακόλουθα απολυμαντικά είναι συμβατά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας των τμημάτων του συστήματος Full Leg Full Spine DR Retrofit:

- **Απολυμαντικά μαντηλάκια Certainty™ Plus**
(Η ονομασία Certainty™ είναι εμπορικό σήμα της Certainty Brands™)
- **Incidin® Plus**
(Η ονομασία Incidin είναι εμπορικό σήμα της Ecolab Inc.)
- **απαλά μαντηλάκια mikrozid®**
(Η ονομασία mikrozid είναι εμπορικό σήμα της Schülke&Mayr GmbH)
- **Μαντηλάκια Sani-Cloth® HB**
Μαντηλάκια Sani-Cloth® AF3
Μικροβιοκτόνα μαντηλάκια μίας χρήσης Super Sani-Cloth®
(Η ονομασία Sani-Cloth είναι εμπορικό σήμα της PDI®)

Τα ακόλουθα απολυμαντικά είναι συμβατά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας των τμημάτων του συστήματος Full Leg Full Spine DR Retrofit. Ωστόσο, ενδέχεται να ξεκολλήσουν το λογότυπο της AGFA και να προκαλέσουν ελαφρύ αποχρωματισμό των επιφανειών στις οποίες εφαρμόζονται:

- **Acrylan®**
(Η ονομασία Acrylan είναι εμπορικό σήμα της ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH)
- **MANTHΛAKIA CLEANISEPT®**
(Η ονομασία Cleanisept είναι εμπορικό σήμα της Dr. Schumacher GmbH)
- **Lysoformin® 3000**
(Η ονομασία Lysoformin είναι εμπορικό σήμα της Lysoform)
- **Mikrobac® Tissues**
(Η ονομασία Mikrobac είναι εμπορικό σήμα της BODE Chemie GmbH)
- **Μαντηλάκια mikrozid® AF**
Μαντηλάκια γενικής χρήσης mikrozid®, πράσινη σειρά
(Η ονομασία mikrozid είναι εμπορικό σήμα της Schülke&Mayr GmbH)
- **Terralin® protect**
(Η ονομασία Terralin είναι εμπορικό σήμα της Schülke & Mayr GmbH)



Σημείωση: Τα απολυμαντικά που περιέχουν χλωρίνη ή υπεροξείδιο προκαλούν διάβρωση στα μεταλλικά μέρη.

Εγκεκριμένα απολυμαντικά για το EASYLIFT και το CR Full Body Cassette Holder (Υποδοχή κασέτας CR ολόκληρου του σώματος)

Τα ακόλουθα απολυμαντικά είναι συμβατά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας του EASYLIFT και του CR Full Body Cassette Holder (Υποδοχή κασέτας CR ολόκληρου του σώματος):

- **Incidin® Plus**
(Η ονομασία Incidin είναι εμπορικό σήμα της Ecolab Inc.)
- **απαλά μαντηλάκια mikrozid®**
(Η ονομασία mikrozid είναι εμπορικό σήμα της Schülke&Mayr GmbH)
- **perform®**
(Η ονομασία perform είναι εμπορικό σήμα της Schülke&Mayr GmbH)
- **Μικροβιοκτόνα μαντηλάκια μίας χρήσης με χλωρίνη Sani-Cloth®**
Μαντηλάκια Sani-Cloth® HB
Μαντηλάκια Sani-Cloth® AF3
Μικροβιοκτόνα μαντηλάκια μίας χρήσης Super Sani-Cloth®
(η ονομασία Sani-Cloth είναι εμπορικό σήμα της PDI®)

Τα ακόλουθα απολυμαντικά είναι συμβατά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας του EASYLIFT και του CR Full Body Cassette Holder (Υποδοχή κασέτας CR ολόκληρου του σώματος). Ωστόσο, ενδέχεται να ξεκολλήσουν το λογότυπο της AGFA και να προκαλέσουν ελαφρύ αποχρωματισμό των επιφανειών στις οποίες εφαρμόζονται:

- **Acrylan®**
(Η ονομασία Acrylan είναι εμπορικό σήμα της ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH)
- **CLEANISEPT® WIPES**
(Η ονομασία Cleanisept είναι εμπορικό σήμα της Dr. Schumacher GmbH)
- **Dismozon® pur steril**
(Η ονομασία Dismozon είναι εμπορικό σήμα της BODE CHEMIE GmbH & CO.)
- **Incidin® OxyWipe S**
Incidin® OxyWipe
Incidin® OxyFoam S
Incidin® OxyFoam

Τα Incidin® OxyFoam S και Incidin® OxyFoam πρέπει να χρησιμοποιούνται με πανί μίας χρήσης. Μην ψεκάζετε τα απολυμαντικά απευθείας επάνω στον εξοπλισμό.

(Η ονομασία Incidin είναι εμπορικό σήμα της Ecolab Inc.)

- **Lysoformin® 3000**

(Η ονομασία Lysoformin είναι εμπορικό σήμα της Lysoform)

- **Mikrobac® Tissues**

(Η ονομασία Mikrobac είναι εμπορικό σήμα της BODE Chemie GmbH)

- **Μαντηλάκια mikroqid® AF**

(η ονομασία mikroqid είναι εμπορικό σήμα της Schülke&Mayr GmbH)

- **Μαντηλάκια SteriMax® Sporicide**

Μαντηλάκια SteriMax®

(Η ονομασία SteriMax είναι εμπορικό σήμα της Aseptix Research BV)

- **Terralin® protect**

(Η ονομασία Terralin είναι εμπορικό σήμα της Schülke & Mayr GmbH)

Εγκεκριμένα απολυμαντικά για τους ανιχνευτές DR 10s και DR 14s

Τα ακόλουθα απολυμαντικά έχουν βρεθεί συμβατά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας των ανιχνευτών DR 10s και DR 14s:

- **Μαντηλάκια Accel® TB**
Accel® TB Liquid
Μαντηλάκια Accel Intervention Wipes
Accel Intervention RTU
(Η ονομασία Accel είναι εμπορικό σήμα της Virox Technologies Inc.)
- **Acrylan®**
(Η ονομασία Acrylan είναι εμπορικό σήμα της ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH)
- **Alcavis Bleach-Wipe 1:10**
(Η ονομασία Alcavis είναι εμπορικό σήμα της Angelini Pharma inc.)
- **Bacillocid® Special**
(Η ονομασία Bacillocid είναι εμπορικό σήμα της Raman & Well PVT. LTD.)
- **Χαρτομάντιλα Bacillol 30**
Bacillol AF
Bacillol Plus
(Η ονομασία Bacillol είναι εμπορικό σήμα της BODE Chemie GmbH)
- **Απολυμαντικά μαντηλάκια επιφανειών BLI-DES®**
(Η ονομασία BLI-DES είναι εμπορικό σήμα της Medi-Inn Ltd)
- **CALTECH DISPATCH**
(Η ονομασία Clorox Healthcare είναι εμπορικό σήμα της The Clorox Company) (Καναδάς)
- **CaviWipes® AF**
(Η ονομασία CaviWipes® είναι εμπορικό σήμα της Metrex®)
- **Απολυμαντικά μαντηλάκια Certainty™ Plus**
(Η ονομασία Certainty™ είναι εμπορικό σήμα της Certainty Brands™)
- **CaviWipes®**
(Η ονομασία CaviWipes® είναι εμπορικό σήμα της Metrex®)
- **MANTHΛAKIA CLEANISEPT®**
(Η ονομασία Cleanisept είναι εμπορικό σήμα της Dr. Schumacher GmbH)
- **Μαντηλάκια Clinell® Clorox**

(Η ονομασία Clinell είναι εμπορικό σήμα της GAMA Healthcare Ltd)
(Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία)

- **Μικροβιοκτόνα μαντηλάκια με χλωρίνη Clorox Healthcare®**

Απολυμαντικά μαντηλάκια με χλωρίνη Clorox Healthcare® Professional

(Η ονομασία Clorox Healthcare είναι εμπορικό σήμα της The Clorox Company) (Καναδάς)

- **COMPLETE 6000 WIPES**

(από την WOOD WYANT inc.)

- **Dismozon® pur steril**

(Η ονομασία Dismozon είναι εμπορικό σήμα της BODE CHEMIE GmbH & CO.)

- **Germi RIO® Pronto Uso**

(Η ονομασία Germi RIO είναι εμπορικό σήμα της Rioquímica®)

- **Incidin® OxyWipe S**

Incidin® OxyWipe

Incidin® OxyFoam S

Incidin® OxyFoam

Τα Incidin® OxyFoam S και Incidin® OxyFoam πρέπει να χρησιμοποιούνται με πανί μίας χρήσης. Μην ψεκάζετε τα απολυμαντικά απευθείας επάνω στον εξοπλισμό.

(Η ονομασία Incidin είναι εμπορικό σήμα της Ecolab Inc.)

- **Indagerm B+Q**

Indagerm B+Q Max

(Η ονομασία Indagerm είναι εμπορικό σήμα της Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico LTDA.)

- **Lysoformin® 3000**

(Η ονομασία Lysoformin είναι εμπορικό σήμα της Lysoform)

- **Meliseptol® rapid**

(Η ονομασία Meliseptol είναι εμπορικό σήμα της B. Braun Melsungen AG)

- **Mikrobac® Tissues**

(Η ονομασία Mikrobac είναι εμπορικό σήμα της BODE Chemie GmbH)

- **Μαντηλάκια mikrozid® AF**

απαλά μαντηλάκια mikrozid®

Μαντηλάκια γενικής χρήσης mikrozid®, πράσινη σειρά

(Η ονομασία mikrozid είναι εμπορικό σήμα της Schülke&Mayr GmbH)

- **Optigerm®**

(Η ονομασία Optigerm είναι εμπορικό σήμα της General Clean - Soluções Profissionais para Limpeza)

- **Μαντηλάκια Optim 33 TB**
(Η ονομασία Optim είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της SciCan Ltd.)
- **OXIVIR® TB**
(Η ονομασία OXIVIR είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της DIVERSEY, INC.)
- **perform®**
(Η ονομασία perform είναι εμπορικό σήμα της Schülke&Mayr GmbH)
- **Αντισηπτικά μαντηλάκια PDI**
(Η ονομασία PDI είναι εμπορικό σήμα της PDI®)
- **Rely+ON™ Virkon® Powder**
(η ονομασία Rely+ON Virkon είναι εμπορικό σήμα της DuPont™)
- **Μαντηλάκια Sani-Cloth® Active**
Μαντηλάκια Sani-Cloth® AF3
Μικροβιοκτόνα μαντηλάκια μίας χρήσης Sani-Cloth® με χλωρίνη
Sani-Cloth® Chlor
Μαντηλάκια Sani-Cloth® HB
Μαντηλάκια Sani-Cloth® Plus
Μαντηλάκια Super Sani-Cloth®
(Η ονομασία Sani-Cloth είναι εμπορικό σήμα της PDI®)
- **Μαντηλάκια SteriMax® Sporicide**
Μαντηλάκια Sterimax®
(Η ονομασία SteriMax είναι εμπορικό σήμα της Aseptix Research BV)
- **Terralin® protect**
(Η ονομασία Terralin είναι εμπορικό σήμα της Schülke & Mayr GmbH)
- **UltraSan Aseptix**
UltraSan Ultra Rapid Aseptix
(Η ονομασία UltraSan είναι εμπορικό σήμα της Aseptix Health Sciences BV)

Εγκεκριμένα απολυμαντικά για τους ανιχνευτές DR 10e, DR 14e και DR 17e

Τα ακόλουθα απολυμαντικά είναι συμβατά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας των ανιχνευτών DR 10e, DR 14e και DR 17e DR:

- **Αιθανόλη 70%**
- **BacilloI® AF**

BacilloI® PLUS

(Η ονομασία BacilloI είναι εμπορικό σήμα της BODE Chemie GmbH)

- **DENTIRO® Light**

(Η ονομασία DENTIRO είναι εμπορικό σήμα της Oro Clean Chemie AG)

- **Μαντηλάκια mikroizid® AF**

Μαντηλάκια γενικής χρήσης mikroizid®, πράσινη σειρά

(η ονομασία mikroizid είναι εμπορικό σήμα της Schülke&Mayr GmbH)

- **Μικροβιοκτόνα μαντηλάκια μίας χρήσης Super Sani-Cloth®**

(Η ονομασία Sani-Cloth είναι εμπορικό σήμα της PDI®)

Εγκεκριμένα απολυμαντικά για το DX-D 10C, DX-D 10G, DX-D 20C και DX-D 20G

Τα ακόλουθα απολυμαντικά είναι συμβατά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας των ανιχνευτών DX-D 10C, DX-D 10G, DX-D 20C και DX-D 20G DR:

- **Μαντηλάκια Accel® TB**
(Η ονομασία Accel είναι εμπορικό σήμα της Virox Technologies Inc.)
- **Alcavis Bleach-Wipe 1:10**
(Η ονομασία Alcavis είναι εμπορικό σήμα της Angelini Pharma inc.)
- **Απολυμαντικά μαντηλάκια Certainty™ Plus**
(Η ονομασία Certainty™ είναι εμπορικό σήμα της Certainty Brands™)
- **Χλωρεξιδίνη Clinell® 2% σε αλκοόλη 70%**
Μαντηλάκια Clinell® Clorox
(Η ονομασία Clinell είναι εμπορικό σήμα της GAMA Healthcare Ltd)
(Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία)
- **Μικροβιοκτόνα μαντηλάκια με χλωρίνη Clorox Healthcare®**
(Η ονομασία Clorox Healthcare είναι εμπορικό σήμα της The Clorox Company) (ΗΠΑ)
- **Απολυμαντικά μαντηλάκια με χλωρίνη Clorox Healthcare® Professional**
(Η ονομασία Clorox Healthcare είναι εμπορικό σήμα της The Clorox Company) (Καναδάς)
- **COMPLETE 6000 WIPES**
(από την WOOD WYANT inc.)
- **Dismozon® pur steril**
(Η ονομασία Dismozon είναι εμπορικό σήμα της BODE CHEMIE GmbH & CO.)
- **Μαντηλάκια Optim 33 TB**
(Η ονομασία Optim είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της SciCan Ltd.)
- **OXIVIR® TB**
(Η ονομασία OXIVIR είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της DIVERSEY, INC.)
- **Rely+ON™ Virkon® Powder**
(η ονομασία Rely+ON Virkon είναι εμπορικό σήμα της DuPont™)
- **Μαντηλάκια Sani-Cloth® AF3**
Μικροβιοκτόνα μαντηλάκια με χλωρίνη Sani-Cloth®
Μαντηλάκια Sani-Cloth® Plus

(Η ονομασία Sani-Cloth είναι εμπορικό σήμα της PDI®)

- **Μαντηλάκια SteriMax® Sporicide**

Μαντηλάκια Sterimax®

(Η ονομασία SteriMax είναι εμπορικό σήμα της Aseptix Research BV)

Για να αποτρέψετε τον σχηματισμό υπολειμμάτων στην επιφάνεια της κασέτας, να σκουπίζετε πάντοτε εντελώς κάθε ίχνος υγρού από τις επιφάνειες (εφόσον έχει παρέλθει το απαιτούμενο διάστημα επαφής) με ένα καθαρό στεγνό ή νωπό πανί. Αν έχουν ήδη σχηματιστεί υπολείμματα, σκουπίστε την επιφάνεια με ένα καθαρό, νωπό πανί. Αν εξακολουθείτε να βλέπετε υπολείμματα, βρέξτε ξανά την επιφάνεια με το απολυμαντικό. Μην αφήσετε την επιφάνεια να στεγνώσει.

Εγκεκριμένα απολυμαντικά για το DX-D 30C και DX-D 35C

Τα ακόλουθα απολυμαντικά έχουν βρεθεί συμβατά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας των ανιχνευτών DX-D 30C και DX-D 35C DR:

- **Μαντηλάκια Accel® TB**
(Η ονομασία Accel είναι εμπορικό σήμα της Virox Technologies Inc.)
- **Acrylan®**
(Η ονομασία Acrylan είναι εμπορικό σήμα της ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH)
- **CaviWipes®**
(Η ονομασία CaviWipes® είναι εμπορικό σήμα της Metrex®)
- **Απολυμαντικά μαντηλάκια Certainty™ Plus**
(Η ονομασία Certainty™ είναι εμπορικό σήμα της Certainty Brands™)
- **Μαντηλάκια Clinell® Universal**
Μαντηλάκια Clinell® με σποριοκτόνο
(Η ονομασία Clinell είναι εμπορικό σήμα της GAMA Healthcare Ltd)
- **Dismozon® pur steril**
(Η ονομασία Dismozon είναι εμπορικό σήμα της BODE CHEMIE GmbH & CO.)
- **Germi RIO® Pronto Uso**
(Η ονομασία Germi RIO είναι εμπορικό σήμα της Rioquímica®)
- **Indagerm B+Q**
Indagerm B+Q Max
(Η ονομασία Indagerm είναι εμπορικό σήμα της Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico LTDA.)
- **Meliseptol® rapid**
(Η ονομασία Meliseptol είναι εμπορικό σήμα της B. Braun Melsungen AG)
- **Μαντηλάκια mikrozid® AF**
απαλά μαντηλάκια mikrozid®
Μαντηλάκια γενικής χρήσης mikrozid®, πράσινη σειρά
(Η ονομασία mikrozid είναι εμπορικό σήμα της Schülke&Mayr GmbH)
- **Μαντηλάκια Optim 33 TB**
(Η ονομασία Optim είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της SciCan Ltd.)
- **OXIVIR® TB**
(Η ονομασία OXIVIR είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της DIVERSEY, INC.)

- **Rely+ON™ Virkon® Powder**

(η ονομασία Rely+ON Virkon είναι εμπορικό σήμα της DuPont™)

- **Μαντηλάκια Sani-Cloth® Active**

Μαντηλάκια Sani-Cloth® AF3

Μαντηλάκια Sani-Cloth® HB

Μαντηλάκια Sani-Cloth® Plus

(Η ονομασία Sani-Cloth είναι εμπορικό σήμα της PDI®)



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Τα μαντηλάκια Sani-Cloth® Plus δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο DX-D 30C με σειριακό αριθμό 200364 ή μικρότερο και στο DX-D 35C με σειριακό αριθμό 100077 ή μικρότερο.

- **Μαντηλάκια SteriMax® Sporicide**

Μαντηλάκια Sterimax®

(Η ονομασία SteriMax είναι εμπορικό σήμα της Aseptix Research BV)

- **Terralin® protect**

(Η ονομασία Terralin είναι εμπορικό σήμα της Schülke & Mayr GmbH)



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η εισχώρηση υγρών στον ανιχνευτή DR ή στην μπαταρία ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία και μόλυνση. Προσέξτε ιδιαίτερα κατά την απολύμανση της κάτω πλευράς του ανιχνευτή DR κοντά στον κόλπο της μπαταρίας.

Εγκεκριμένα απολυμαντικά για τα DX-D 40C, DX-D 40G, DX-D 45C, DX-D 45G, DX-D 60C and DX-D 60G

Τα ακόλουθα απολυμαντικά είναι συμβατά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας των ανιχνευτών DX-D 40C, DX-D 40G, DX-D 45C και DX-D 45G DR:

- **Απολυμαντικά με βάση άλας τεταρτοταγούς αμμωνίου (<1% κατά βάρος) ή/και αλκοόλη (<75% κατά βάρος)**
- **Αιθανόλη 70%**
- **Ισοπροπυλική αλκοόλη 70%**
- **Χλωριούχο βενζαλκόνιο 10%**
- **Acrylan®**
(Η ονομασία Acrylan είναι εμπορικό σήμα της ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH)
- **Bacillocid® Special**
(Η ονομασία Bacillocid είναι εμπορικό σήμα της Raman & Well PVT. LTD.)
- **Bacillol AF**
(Η ονομασία Bacillol είναι εμπορικό σήμα της BODE Chemie GmbH)
- **CaviWipes®**
(Η ονομασία CaviWipes® είναι εμπορικό σήμα της Metrex®)
- **Απολυμαντικά μαντηλάκια Certainty™ Plus**
(Η ονομασία Certainty™ είναι εμπορικό σήμα της Certainty Brands™)
- **MANTHΛAKIA CLEANISEPT®**
(Η ονομασία Cleanisept είναι εμπορικό σήμα της Dr. Schumacher GmbH)
- **Μαντηλάκια Clinell® Universal**
Μαντηλάκια Clinell® με σποριοκτόνο
(Η ονομασία Clinell είναι εμπορικό σήμα της GAMA Healthcare Ltd)
- **DENTIRO® Light**
(Η ονομασία DENTIRO είναι εμπορικό σήμα της Oro Clean Chemie AG)
- **ED Wipes**
(Η ονομασία ED Wipes είναι εμπορικό σήμα της MH healthcare Co., Ltd)
- **Germi RIO® Pronto Uso**
(Η ονομασία Germi RIO είναι εμπορικό σήμα της Rioquímica®)
- **Indagerm B+Q**
Indagerm B+Q Max

(Η ονομασία Indagerm είναι εμπορικό σήμα της Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico LTDA.)

- **Lysoformin® 3000**

(Η ονομασία Lysoformin είναι εμπορικό σήμα της Lysoform)

- **Meliseptol® rapid**

(Η ονομασία Meliseptol είναι εμπορικό σήμα της B. Braun Melsungen AG)

- **MetriCide™ OPA Plus**

(Η ονομασία MetriCide είναι εμπορικό σήμα της Metrex®)

- **Mikrobac® Tissues**

(Η ονομασία Mikrobac είναι εμπορικό σήμα της BODE Chemie GmbH)

- **Μαντηλάκια mikroizid® AF**

Μαντηλάκια γενικής χρήσης mikroizid®, πράσινη σειρά

(Η ονομασία mikroizid είναι εμπορικό σήμα της Schülke&Mayr GmbH)

- **Αντισηπτικά μαντηλάκια PDI**

(Η ονομασία PDI είναι εμπορικό σήμα της PDI®)

- **SaFecide +**

(Η ονομασία SaFecide είναι εμπορικό σήμα της Liebecos)

- **Μαντηλάκια Sani-Cloth® Active**

Μαντηλάκια Sani-Cloth® AF3

Μαντηλάκια Sani-Cloth® Plus

Μαντηλάκια Super Sani-Cloth®

Sani-Cloth® CHG 2%

(η ονομασία Sani-Cloth είναι εμπορικό σήμα της PDI®)

- **Μαντηλάκια Sono® Ultrasound**

(Η ονομασία Sono είναι εμπορικό σήμα της Advanced Ultrasound Solutions, Inc.)

- **SURFA'SAFE**

(Η ονομασία SURFA'SAFE είναι εμπορικό σήμα της LABORATOIRES ANIOS)

- **Wip'Anios Excel**

(η ονομασία Wip'anios είναι εμπορικό σήμα της Anios®)



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η θερμοκρασία αποθήκευσης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από 5°C ή υψηλότερη από 35°C.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η εισχώρηση υγρών στον ανιχνευτή DR ή στην μπαταρία ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία και μόλυνση. Προσέξτε ιδιαίτερα κατά

την απολύμανση της κάτω πλευράς του ανιχνευτή DR κοντά στον κόλπο της μπαταρίας.

Άλλο απολυμαντικό απορρυπαντικό που συμφωνεί στις συνθήκες που καταγράφονται παρακάτω μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακολουθώντας τις κατάλληλες διαδικασίες σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήστη.

- Ευρωπαϊκά Βιοκτόνα Προϊόντα σχεδιασμένα για απολύμανση επιφανειών (Οδηγία 98/8/EC).
- Απορρυπαντικό με σύνθεση χλωριδίου του διδευκλυοδιμεθυλαμμωνίου και υδροχλωρική πολυεξαμεθυλενοδιγουανιδίνη.

Τα παρακάτω προϊόντα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τακτικό καθαρισμό των ανιχνευτών DR:

- **CaviWipes®**

Εγκεκριμένα απολυμαντικά για τα XD 10, XD+10, XD 14, XD+14, XD 17 και XD+17

Τα παρακάτω απολυμαντικά είναι συμβατά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εξωτερική επιφάνεια των ανιχνευτών XD 10 (FXRD-2530VAW), XD+10 (FXRD-2530VAW PLUS), XD 14 (FXRD-3643VAW), XD+14 (FXRD-3643VAW PLUS), XD 17 (FXRD-4343VAW) και XD+17 (FXRD-4343VAW PLUS) DR:

- Απολυμαντικά με βάση άλας τεταρτοταγούς αμμωνίου (<1% κατά βάρος) ή/και αλκοόλη (<75% κατά βάρος)
- Αιθανόλη 70%
- Ισοπροπυλική αλκοόλη 70%
- Χλωριούχο βενζαλκόνιο 10%
- Acrylan®

(Η ονομασία Acrylan είναι εμπορικό σήμα της ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH)

- Bacillocid® Special

(Η ονομασία Bacillocid είναι εμπορικό σήμα της Raman & Well PVT. LTD.)

- Bacillol AF

(Η ονομασία Bacillol είναι εμπορικό σήμα της BODE Chemie GmbH)

- CaviWipes®

(Η ονομασία CaviWipes® είναι εμπορικό σήμα της Metrex®)

- Απολυμαντικά μαντηλάκια Certainty™ Plus

(Η ονομασία Certainty™ είναι εμπορικό σήμα της Certainty Brands™)

- MANTHΛAKIA CLEANISEPT®

(Η ονομασία Cleanisept είναι εμπορικό σήμα της Dr. Schumacher GmbH)

- Μαντηλάκια Clinell® Universal

Μαντηλάκια Clinell® με σποριοκτόνο

(Η ονομασία Clinell είναι εμπορικό σήμα της GAMA Healthcare Ltd)

- DENTIRO® Light

(Η ονομασία DENTIRO είναι εμπορικό σήμα της Oro Clean Chemie AG)

- ED Wipes

(Η ονομασία ED Wipes είναι εμπορικό σήμα της MH healthcare Co., Ltd)

- Germi RIO® Pronto Uso

(Η ονομασία Germi RIO είναι εμπορικό σήμα της Rioquímica®)

- Indagerm B+Q

Indagerm B+Q Max

(Η ονομασία Indagerm είναι εμπορικό σήμα της Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico LTDA.)

• **Lysoformin® 3000**

(Η ονομασία Lysoformin είναι εμπορικό σήμα της Lysoform)

• **Meliseptol® rapid**

(Η ονομασία Meliseptol είναι εμπορικό σήμα της B. Braun Melsungen AG)

• **MetriCide™ OPA Plus**

(Η ονομασία MetriCide είναι εμπορικό σήμα της Metrex®)

• **Mikrobac® Tissues**

(Η ονομασία Mikrobac είναι εμπορικό σήμα της BODE Chemie GmbH)

• **Μαντηλάκια mikroizid® AF**

Μαντηλάκια γενικής χρήσης mikroizid®, πράσινη σειρά

(Η ονομασία mikroizid είναι εμπορικό σήμα της Schülke&Mayr GmbH)

• **Αντισηπτικά μαντηλάκια PDI**

(Η ονομασία PDI είναι εμπορικό σήμα της PDI®)

• **SaFecide +**

(Η ονομασία SaFecide είναι εμπορικό σήμα της Liebecos)

• **Μαντηλάκια Sani-Cloth® Active**

Μαντηλάκια Sani-Cloth® AF3

Μαντηλάκια Sani-Cloth® Plus

Μαντηλάκια Super Sani-Cloth®

Sani-Cloth® CHG 2%

(η ονομασία Sani-Cloth είναι εμπορικό σήμα της PDI®)

• **Μαντηλάκια Sono® Ultrasound**

(Η ονομασία Sono είναι εμπορικό σήμα της Advanced Ultrasound Solutions, Inc.)

• **SURFA'SAFE**

(Η ονομασία SURFA'SAFE είναι εμπορικό σήμα της LABORATOIRES ANIOS)

• **Wip'Anios Excel**

(η ονομασία Wip'anios είναι εμπορικό σήμα της Anios®)



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η θερμοκρασία αποθήκευσης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από 5°C ή υψηλότερη από 35°C.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η εισχώρηση υγρών στον ανιχνευτή DR ή στην μπαταρία ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία και μόλυνση. Προσέξτε ιδιαίτερα κατά

την απολύμανση της κάτω πλευράς του ανιχνευτή DR κοντά στον κόλπο της μπαταρίας.

Άλλο απολυμαντικό απορρυπαντικό που συμφωνεί στις συνθήκες που καταγράφονται παρακάτω μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακολουθώντας τις κατάλληλες διαδικασίες σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήστη.

- Ευρωπαϊκά Βιοκτόνα Προϊόντα σχεδιασμένα για απολύμανση επιφανειών (Οδηγία 98/8/EC).
- Απορρυπαντικό με σύνθεση χλωριδίου του διδεκυλοδιμεθυλαμμωνίου και υδροχλωρική πολυεξαμεθυλενοδιγουανιδίνη.

Τα παρακάτω προϊόντα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τακτικό καθαρισμό των ανιχνευτών DR:

- **CaviWipes®**

Χρήση προστατευτικού πλαστικού φακέλου

Εάν ο ανιχνευτής DR χρησιμοποιείται σε περιβάλλον όπου απαιτείται απολύμανση, ή κάπου όπου μπορεί να έρθει σε επαφή με αίμα ή άλλα σωματικά υγρά, χρησιμοποιήστε πλαστικούς φακέλους για να προστατεύσετε τον ανιχνευτή DR από την άμεση επαφή με τον ασθενή. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν σχηματιστεί πτυχώσεις στον πλαστικό φάκελο, ώστε να αποφευχθεί η εμφάνισή τους στην εικόνα.

Εγκεκριμένα απολυμαντικά για την οθόνη ή την οθόνη αφής της BARCO

Τα ακόλουθα απολυμαντικά είναι συμβατά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας της οθόνης ή της οθόνης αφής BARCO:

- **Αιθανόλη 70%**
- **0,5% χλωρεξιδίνη σε 70% αιθανόλη**
- **Διάλυμα χλωρίνης 250 ppm**
- **CIDEX® Activated Glutaraldehyde Solution**

(Η ονομασία CIDEX είναι εμπορικό σήμα της Johnson and Johnson)

- **Haemo-sol®, 1% in water**

(Η ονομασία Haemo-sol είναι εμπορικό σήμα της HAEMO-SOL INTERNATIONAL, LLC.)

- **Bacillo® AF**

(Η ονομασία Bacillo® είναι εμπορικό σήμα της BODE Chemie GmbH)

Εγκεκριμένα απολυμαντικά για την οθόνη ή την οθόνη αφής DELL

Τα ακόλουθα απολυμαντικά είναι συμβατά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας της οθόνης ή της οθόνης αφής DELL:

- **Ισοπροπυλική αλκοόλη 70%**

Εγκεκριμένα απολυμαντικά για την οθόνη ή την οθόνη αφής HP

Τα ακόλουθα απολυμαντικά είναι συμβατά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας της οθόνης ή της οθόνης αφής HP:

- **Ισοπροπυλική αλκοόλη 70%**

Εγκεκριμένα απολυμαντικά για συσκευή ανάγνωσης γραμμοκώδικα CS6080

Τα παρακάτω απολυμαντικά έχουν κριθεί συμβατά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εξωτερική επιφάνεια της συσκευής ανάγνωσης γραμμοκώδικα CS6080 και της βάσης CS6080, με εξαίρεση εκείνα που επισημαίνονται με (*), τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη βάση.

- Ισοπροπυλική αλκοόλη 70%
- Διάλυμα χλωρίνης 10% (υποχλωριώδες νάτριο 0,55%) και νερού(*)
- Διάλυμα 3% υπεροξειδίου υδρογόνου και 97% νερό
- Διάλυμα 91% ισοπροπυλική αλκοόλη και 9% νερό
- **Azowipe®**

Η ονομασία Azowipe είναι εμπορικό σήμα της Vernacare Ltd.

- **CaviCide®**

CaviCide1®

CaviWipes®

CaviWipes1®

(Οι ονομασίες CaviCide, CaviCide1, CaviWipes και CaviWipes1 είναι εμπορικά σήματα της Metrex®)

- **Απολυμαντικές πετσέτες νοσοκομειακής χρήσης με χλωρίνη Dispatch® (*)**

(Η ονομασία Dispatch είναι εμπορικό σήμα της The Clorox Company) (Καναδάς)

- **Καθαριστικό τζαμιών και επιφανειών Clorox Formula 409®**

(Η ονομασία Formula 409 είναι εμπορικό σήμα της The Clorox Company) (Καναδάς)

- **Μικροβιοκτόνα μαντηλάκια με χλωρίνη Clorox Healthcare® (*)**

Απολυμαντικά μαντηλάκια με υπεροξειδίου υδρογόνου Clorox Healthcare®

Μαντηλάκια αλκοόλης πολλαπλών επιφανειών Clorox Healthcare®

(Η ονομασία Clorox Healthcare είναι εμπορικό σήμα της The Clorox Company) (Καναδάς)

- **Συμπυκνωμένο απορρυπαντικό απολυμαντικό D10**

Ουδέτερο αντισηπτικό καθαριστικό Dimension 256

(Οι ονομασίες D10 και Dimension 256 είναι εμπορικά σήματα της DIVERSEY, INC.)

- **Αντισηπτικά μαντηλάκια αλκοόλης medipal®**

(Η ονομασία medipal είναι εμπορικό σήμα της Pal International®)

- **OXIVIR® TB**
(Η ονομασία OXIVIR είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της DIVERSEY, INC.)
- **Μαντηλάκια καθαρισμού PDI Easy Screen®**
(Η ονομασία Easy Screen είναι εμπορικό σήμα της PDI®)
- **Μαντηλάκια Sani-Cloth® AF3**
Μικροβιοκτόνα μαντηλάκια μίας χρήσης με χλωρίνη Sani-Cloth® (*)
Μαντηλάκια Sani-Cloth® HB
Μαντηλάκια Sani-Cloth® Plus
Μικροβιοκτόνα μαντηλάκια μίας χρήσης Super Sani-Cloth®
(Η ονομασία Sani-Cloth είναι εμπορικό σήμα της PDI®)
- **Αντισηπτικά μαντηλάκια χεριών PDI® Sani-Hands®**
(Η ονομασία Sani-Hands είναι εμπορικό σήμα της PDI®)
- **Απολυμαντικά μαντηλάκια πολλαπλών επιφανειών Sani Professional®**
(Η ονομασία Sani Professional είναι εμπορικό σήμα της PDI®)
- **Sterets Alcowipe®**
(Η ονομασία Sterets Alcowipe είναι εμπορικό σήμα της Mölnlycke Health Care AB)
- **Viraguard®**
(Η ονομασία Viraguard είναι εμπορικό σήμα της Veridien)
- **Virex® II 256**
(Η ονομασία Virex είναι εμπορικό σήμα της Diversey® Inc.)
- **Καθαριστικό τζαμιών με αμμωνία-D Windex®**
(Η ονομασία Windex είναι εμπορικό σήμα της S.C. JOHNSON & SON, INC.)
- **Απολυμαντικά μαντηλάκια Wipes Plus®**
(Η ονομασία Wipes Plus είναι εμπορικό σήμα της Progressive Products, LLC)

Καθαρισμός της οθόνης του υπολογιστή ή της οθόνης αφής

Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικό με βάση το χλώριο (όπως η χλωρίνη), υπεροξειδία (όπως υπεροξειδίο του υδρογόνου), διαλύτες (όπως ακετόνη, αραιωτικό βαφής, βενζίνη, χλωρομεθάνιο ή τολουόλιο), αμμωνία (Windex), αιθυλική αλκοόλη ή άλλα λειαντικά καθαριστικά.

Αποσυνδέστε το καλώδιο ισχύος AC πριν τον καθαρισμό.

Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος και η υγρασία διατηρούνται εντός των προδιαγραφών και ότι δεν φράζουν τις οπές αερισμού.

Οι οθόνες δεν έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Οι παρακάτω συμβουλές θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τη λειτουργία της οθόνης αφής σας σε βέλτιστο επίπεδο:

1. Για να καθαρίσετε το περίβλημα της μονάδας οθόνης, χρησιμοποιήστε ένα καθαρό πανί ελαφρώς νοτισμένο με ήπιο καθαριστικό.
 - Οι επιφάνειες πρέπει να έχουν στεγνώσει εντελώς με τον αέρα προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή ή μετά τον καθαρισμό. Δεν πρέπει να υπάρχει ορατή υγρασία στις επιφάνειες του προϊόντος προτού το θέσετε σε λειτουργία ή το συνδέσετε στο ρεύμα.
 - Είναι σημαντικό η μονάδα σας να παραμένει στεγνή. Μη χρησιμοποιείτε υγρά επάνω ή εντός της μονάδας.
 - Αν εισέλθει υγρό εντός της μονάδας, απενεργοποιήστε τη μονάδα και καλέστε έναν εξειδικευμένο τεχνικό να την ελέγξει προτού τη θέσετε ξανά σε λειτουργία.
2. Για να καθαρίσετε την οθόνη αφής, χρησιμοποιήστε καθαριστικό για παράθυρα ή γυαλί και ένα καθαρό πανί ή σφουγγάρι.
 - Μην εφαρμόζετε ποτέ το καθαριστικό απευθείας στην οθόνη αφής.
 - Μη σκουπίζετε την οθόνη με πανί ή σφουγγάρι το οποίο μπορεί να γρατζουνίσει την επιφάνεια.
 - Σκουπίστε προσεκτικά προς μία κατεύθυνση, από την κορυφή της οθόνης προς τα κάτω.

Καθαρισμός του ηλεκτρολογίου του υπολογιστή

Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικό με βάση το χλώριο (όπως η χλωρίνη), υπεροξείδια (όπως υπεροξείδιο του υδρογόνου), διαλύτες (όπως ακετόνη, αραιωτικό βαφής, βενζίνη, χλωρομεθάνιο ή τολουόλιο), αμμωνία (Windex), αιθυλική αλκοόλη ή άλλα λειαντικά καθαριστικά.

Απενεργοποιήστε τον H/Y πριν από τον καθαρισμό.

Για την προστασία του ηλεκτρολογίου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικές κουρτίνες οι οποίες καλύπτουν το ηλεκτρολόγιο εντελώς και μπορούν να καθαριστούν ή να απολυμανθούν ξεχωριστά. Για περισσότερες πληροφορίες:

<https://eu.man-machine.com/accessories-de/>

Για να καθαρίσετε το ηλεκτρολόγιο, χρησιμοποιήστε ένα καθαρό πανί ελαφρώς βρεγμένο με ήπιο απορρυπαντικό.

- Οι επιφάνειες πρέπει να έχουν στεγνώσει εντελώς με τον αέρα προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή ή μετά τον καθαρισμό. Δεν πρέπει να υπάρχει ορατή υγρασία στις επιφάνειες του προϊόντος προτού το θέσετε σε λειτουργία ή το συνδέσετε στο ρεύμα.
- Είναι σημαντικό η μονάδα σας να παραμένει στεγνή. Μην χρησιμοποιείτε υγρά επάνω ή εντός της μονάδας.

Καθαρισμός φορητού υπολογιστή ή υπολογιστή tablet

Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικό με βάση το χλώριο (όπως η χλωρίνη), υπεροξειδία (όπως υπεροξειδίο του υδρογόνου), διαλύτες (όπως ακετόνη, αραιωτικό βαφής, βενζίνη, χλωρομεθάνιο ή τολουόλιο), αμμωνία (Windex), αιθυλική αλκοόλη ή άλλα λειαντικά καθαριστικά.

Αποσυνδέστε το καλώδιο ισχύος AC πριν τον καθαρισμό.

Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος και η υγρασία διατηρούνται εντός των προδιαγραφών και ότι δεν φράζουν τις οπές αερισμού.

Για την προστασία του πληκτρολογίου και του πλαισίου αφής, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικές κουρτίνες οι οποίες καλύπτουν το πληκτρολόγιο εντελώς και μπορούν να καθαριστούν ή να απολυμανθούν ξεχωριστά. Για περισσότερες πληροφορίες:

<https://eu.man-machine.com/accessories-de/>

Οι παρακάτω συμβουλές θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τη λειτουργία της οθόνης αφής σας σε βέλτιστο επίπεδο:

1. Για να καθαρίσετε τη μονάδα, χρησιμοποιήστε ένα καθαρό πανί ελαφρώς βρεγμένο με ήπιο απορρυπαντικό.
 - Οι επιφάνειες πρέπει να έχουν στεγνώσει εντελώς με τον αέρα προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή ή μετά τον καθαρισμό. Δεν πρέπει να υπάρχει ορατή υγρασία στις επιφάνειες του προϊόντος προτού το θέσετε σε λειτουργία ή το συνδέσετε στο ρεύμα.
 - Είναι σημαντικό η μονάδα σας να παραμένει στεγνή. Μην χρησιμοποιείτε υγρά επάνω ή εντός της μονάδας.
 - Αν εισέλθει υγρό εντός της μονάδας, απενεργοποιήστε τη μονάδα και καλέστε έναν εξειδικευμένο τεχνικό να την ελέγξει προτού τη θέσετε ξανά σε λειτουργία.
2. Για να καθαρίσετε την οθόνη ή την οθόνη αφής, χρησιμοποιήστε καθαριστικό τζαμιών και καθαρό πανί ή σφουγγάρι.
 - Μην εφαρμόζετε ποτέ το καθαριστικό απευθείας στην οθόνη αφής.
 - Μη σκουπίζετε την οθόνη με πανί ή σφουγγάρι το οποίο μπορεί να γρατζουνίσει την επιφάνεια.
 - Σκουπίστε προσεκτικά προς μία κατεύθυνση, από την κορυφή της οθόνης προς τα κάτω.

Αποποίηση ευθυνών

Η επιλογή και περιγραφή της κατάλληλης διαδικασίας και πολιτικής απολύμανσης αποτελεί ευθύνη του χρήστη.