

DRYSTAR 5302

Sind Zuverlässigkeit und Erschwinglichkeit miteinander zu vereinbaren?




Qualitativ hochwertige Bilder

überall

Wenn Sie einen Hardcopy Imager für den täglichen Einsatz benötigen, der Ihren vollständigen Imaging-Bedarf deckt, dann haben Sie mit dem DRYSTAR 5302 gefunden, was Sie suchen. Sein robustes Design gewährleistet eine lange Lebensdauer und einen zuverlässigen Betrieb, während die beiden Online-Kassetten und die Tisch-Größe des Gerätes für maximale Flexibilität und Einsatzfähigkeit sorgen. Er passt genau dorthin, wo Sie ihn brauchen und passt sich Ihrem Imaging-Bedarf an. Der DRYSTAR 5302 ist die erschwingliche und zuverlässige Antwort auf Ihren CR-/DR-Druckbedarf. Darüber hinaus kommen Sie in den Genuss aller hochwertigen Eigenschaften der DRYSTAR-Familie, einschließlich der durch Agfa Sharp verstärkten Direct Digital Imaging-Technologie (DDI), Umweltfreundlichkeit, einfache Handhabung und Wartung sowie einer direkten DICOM-kompatibeln Integration. Der DRYSTAR 5302 ist die flexible Lösung für Ihre täglichen Aufgaben.

Passt überall wo Sie ihn anwenden wollen

Der Drystar 5302 bietet qualitativ hochwertige Bilder. Als Tischgerät konzipiert können Sie damit selbst in kleinsten Räumen drucken. Diese Freiheit bei der Wahl des Aufstellungsortes kombiniert mit den geringen Investitions- und Betriebskosten machen den DRYSTAR 5302 perfekt für viele Modalitäten und auf jeden Fall zur korrekten Antwort für Ihren Druckbedarf. Sie entscheiden: Verwenden Sie ihn dediziert für eine Modalität oder verbinden Sie ihn ganz einfach über ein kleines Netzwerk an mehreren Modalitäten. Obwohl er hauptsächlich für den CR-/DR- Anwendung konzipiert wurde, kann er auch für CT-/MR-Anwendungen oder als Ersatzdrucker für eine bestehende konventionelle nasse Imaging- Lösung eingesetzt werden.




Flexibilität für maximale Verwendbarkeit

Die beiden flexibel einsetzbaren Filmkassetten können alle Filmarten und -Formate verarbeiten. Beide Kassetten sind für Sie jederzeit online verfügbar und sorgen so für einen extrem effizienten Betrieb und eine ausgesprochen hohe Flexibilität. Die Kassetten werden mit grauer und klarer Filmunterlage (Agfa-Trockenfilm) in 5 verschiedenen Formaten (8 x 10 Zoll, 10 x 12 Zoll, 11 x 14 Zoll, 14 x 14 Zoll und 14 x 17 Zoll) angeboten. Der DRYSTAR 5302 ist der Drucker, der sich Ihrem Ansprüchen anpasst - nicht umgekehrt.

Beständigkeit und Qualität: Ein dynamisches Paar

Der DRYSTAR 5302 arbeitet wie alle DRYSTAR Imager der Agfa-Familie mit der Direct Digital Imaging-Technologie. Mit seiner Solid-state Technologie stellt er eine stabile, beständige Bildqualität innerhalb einer langlebigen Produkt-Plattform sicher. Die Verwendung des DRYSTAR 5302 mit Agfas hochentwickelter Filmtechnologie garantiert diagnostische Qualität für alle Anwendungen.



Agfas DDI wurde mit der A#Sharp-Technologie verbessert und liefert noch schärfere Bilder. Mit dieser leistungsstarken Technologiekombination sorgt der DRYSTAR 5302 für diagnostische Vorteile, Qualität, Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Beständigkeit. DDI und A#Sharp: Sind auf -einander abgestimmte Technologien.

Im Netzwerk oder als Einzellösung... er passt immer



Umweltfreundlich und angenehmer Workflow

Die DDI-Technologie des DRYSTAR 5302 ist schnell, sauber und umweltfreundlich. Der einfache DDI-Mechanismus sorgt für einen geringeren Geräteverschleiß. Umweltschädliche Chemikalien, Abfallhandhabung und -Entsorgung gehören der Vergangenheit an. Die durchgängige Tageslicht-Anwendung der Filme beim Laden oder während der Wartung steigert den Bedienkomfort und reduziert gleichzeitig die Kosten.

Die Antwort ist Erschwinglichkeit

Aufgrund des Einsatzes der DDI-Technologie hat der DRYSTAR 5302 keine komplexen oder teuren beweglichen optischen Teile. Betrieb und Wartung sind dadurch außerordentlich störungsfrei. Von der Erstbeschaffung bis zu den Wartungs- und Reparaturkosten können Sie mit dem DRYSTAR 5302 mit bemerkenswert geringen Betriebskosten rechnen. Weniger Mühe, weniger Ärger, geringere Kosten: Da fällt die Entscheidung leicht!

Nahtlose Integration in das Herz Ihrer Einrichtung

Der DRYSTAR 5302 wurde so konzipiert, dass er direkt in Ihre Anwendung passt. Der DICOM-native Drucker vereinfacht die Netzwerk-Konnektivität.



Für weitere Informationen über Agfa besuchen Sie bitte unsere Website unter www.agfa.com ■

Agfa und der Agfa-Rhombus sind eingetragene Warenzeichen der Agfa-Gevaert NV, Belgien, oder Ihrer Tochtergesellschaften. DRYSTAR ist ein eingetragenes Warenzeichen der Agfa-Gevaert NV, Belgien, oder Ihrer Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Informationen in dieser Broschüre dienen ausschließlich dem Zwecke der Erläuterung und die Merkmale der in dieser Publikation beschriebenen Produkte können jederzeit ohne weitere Angabe geändert werden. Die dargestellten Produkte sind in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar. Bitte nehmen Sie bei Fragen zur Verfügbarkeit Kontakt mit Ihrem regionalen Ansprechpartner auf. Agfa-Gevaert NV achtet mit der größten Sorgfalt darauf, Informationen so genau wie möglich zur Verfügung zu stellen. Für Druckfehler kann jedoch keine Verantwortung übernommen werden.

© 2020 Agfa NV
Alle Rechte vorbehalten
Herausgegeben von Agfa NV
Septestraat 27 - 2640 Mortsel
Belgien

5NJ97 DE 00202001

AGFA 