

# DRYSTAR 5302

La fiabilité à prix abordable, est-ce possible ?




# Des images de haute qualité en **tout lieu**

Si vous recherchez un reprographe répondant à vos besoins quotidiens d'imagerie, vous l'avez trouvé avec le DRYSTAR 5302. Sa conception robuste offre un fonctionnement durable et fiable, tandis que ses deux bacs d'alimentation en ligne et son faible encombrement assurent une flexibilité maximale. Vous pouvez l'installer là où vous en avez envie et il s'adapte à vos besoins d'imagerie, apportant une réponse abordable et fiable à vos impressions en radiologie numérisée et numérique. Vous bénéficiez en outre des atouts supplémentaires de la famille DRYSTAR, notamment la technologie d'imagerie numérique directe (DDI), encore améliorée par A#Sharp d'Agfa; utilisation et maintenance écologique et aisée; et intégration simple, native DICOM. Le DRYSTAR 5302 est la solution flexible pour vos activités quotidiennes.

## **S'installe là où vous en avez besoin**

Le DRYSTAR 5302 est un reprographe de table qui assure une impression de haute qualité. Son faible encombrement autorise une impression proche de l'application même dans les endroits les plus exigus. Cette liberté d'installation, associée aux coûts d'investissement et d'exploitation réduits, fait du DRYSTAR 5302 le compagnon idéal pour de nombreuses modalités et la réponse adaptée à vos besoins d'impression. À vous la liberté du choix : vous pouvez l'utiliser comme système réservé à une modalité ou le connecter aisément à un petit réseau multimodalité. Bien qu'il soit essentiellement destiné au domaine CR/DR, vous pouvez aussi l'utiliser pour le CT/MR ou comme imprimante de secours pour une solution de reprographie humide existante.




## **Une polyvalence maximale**

Les deux bacs d'alimentation adaptables du DRYSTAR 5302 acceptent tous les types et formats de film, et restent disponibles en ligne à tout moment, pour une efficacité et une flexibilité opérationnelles inégalées. Les bacs acceptent les films à base bleue et à base transparente (film sec Agfa) dans 5 formats différents, avec une facilité remarquable (8 x 10 inch, 10 x 12 inch, 11 x 14 inch, 14 x 14 inch et 14 x 17 inch). À tout point de vue, le DRYSTAR 5302 est l'imprimante qui s'adapte à vos besoins, pas l'inverse.

## **Cohérence et qualité : deux qualités qui vont de pair**

Le DRYSTAR 5302, comme tous les reprographes de la famille DRYSTAR d'Agfa, intègre la technologie d'imagerie numérique directe. Sa technologie à semi-conducteurs garantit une qualité d'image contrôlée constante avec une plateforme stable et durable. En utilisant le DRYSTAR 5302 avec les films spécialisés d'Agfa à la pointe du progrès, vous avez la garantie d'une qualité diagnostic pour toutes les applications.



En outre, la technologie DDI d'Agfa a été améliorée pour inclure la technologie A#Sharp, donnant des images encore plus nettes. Fort de cette puissante combinaison, le DRYSTAR 5302 vous procure le confort et la qualité diagnostic, la facilité d'emploi, la fiabilité et la longévité. DDI et A#Sharp : la combinaison gagnante.

En réseau ou spécialisé... il s'intègre partout



## Écologique, convivial et rentable

La technologie DDI du DRYSTAR 5302 est rapide, propre et écologique. Le mécanisme simple du DDI s'use peu. Les produits chimiques nocifs pour l'environnement, la manipulation des déchets et les frais d'élimination appartiennent définitivement au passé. La manipulation des films en lumière du jour pour le chargement ou la maintenance augmente la facilité d'emploi et le confort tout en réduisant les coûts.

## La réponse abordable

Exploitant la technologie DDI, le DRYSTAR 5302 est exempt de composants optiques mobiles complexes et onéreux. Vous bénéficiez d'une utilisation fiable et d'une maintenance simplifiée. Avec son coût d'investissement modéré, des frais de maintenance et de réparation réduits, le DRYSTAR 5302 offre un coût total d'acquisition remarquablement bas. Facilité, fiabilité, prix abordable : le choix est vite fait !

## Intégration totale au cœur de votre installation

Le DRYSTAR 5302 a été développé pour s'intégrer parfaitement à votre installation. Le reprographe DICOM natif se connecte aisément en réseau.



For more information on Agfa, please visit our website on [www.agfa.com](http://www.agfa.com) ■

Agfa et le losange Agfa sont des marques d'Agfa-Gevaert NV, Belgique, ou de ses filiales. DRYSTAR est une marque d'Agfa-Gevaert NV, Belgique, ou de ses filiales. Tous droits réservés. Toutes les informations reprises ici ont uniquement un but informatif, les caractéristiques des produits et services présentés dans cette publication peuvent changer à tout moment sans préavis. Il se peut que certains produits ou services ne soient pas disponibles dans votre région. Pour des informations sur la disponibilité, veuillez contacter votre délégué commercial local. Agfa-Gevaert NV s'efforce de fournir des informations aussi précises que possible, mais n'est pas responsable des erreurs typographiques.

© 2020 Agfa NV  
Tous droits réservés  
Edité par Agfa NV  
Septestraat 27 - 2640 Mortsel  
Belgique

5NJ61 FR 00202001

