DRYSTAR 5302

È davvero possibile abbinare affidabilità e convenienza?













Immagini di alta qualità


ovunque

e dovunque

DRYSTAR 5302 è la stampante per l'uso quotidiano in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze di imaging. Di progettazione robusta, vi garantisce una lunga durata e un funzionamento affidabile, mentre i due formati in linea e le dimensioni da tavolo assicurano la massima flessibilità e usabilità. Si può adattare ovunque, in funzione di specifiche esigenze ed offre inoltre una risposta conveniente e affidabile alle vostre richieste in termini di stampa CR/DR. Potrete così beneficiare di tutte le funzionalità ad alto valore aggiunto della famiglia DRYSTAR, inclusa la tecnologia vincente Direct Digital Imaging (DDI) di Agfa che è stata migliorata con l'aggiunta della tecnologia A#Sharp; è un sistema eco-compatibile, di facile funzionamento e manutenzione, con integrazione DICOM standard. DRYSTAR 5302: la soluzione flessibile per le vostre mansioni quotidiane.

Si adatta dove serve

DRYSTAR 5302 offre stampe di alta qualità in un conveniente formato da tavolo, che rende agevole la stampa vicino alle modalità anche negli ambienti più angusti. La facilità di installazione, unitamente al basso costo operativo e di investimento, fa della DRYSTAR 5302 il complemento perfetto per le varie modalità e la soluzione ideale per le vostre esigenze di stampa. È infatti possibile decidere se utilizzarla per un'unica modalità o collegarla facilmente ad una piccola rete in multimodalità. Nonostante sia principalmente destinata ad applicazioni CR/DR, si può anche utilizzare per applicazioni CT/MR o come stampante sostitutiva di una stampante ad umido.




Flessibilità a garanzia della massima usabilità

I due magazzini di pellicola adattabili della DRYSTAR 5302 possono gestire pellicole di qualsiasi tipo e dimensione, entrambi sempre disponibili in linea per aumentare l'efficienza operativa e la flessibilità. Questi formati possono gestire pellicole su base blu e su base trasparente (pellicola a secco Agfa) in 5 dimensioni diverse, con una notevole adattabilità (8 x 10", 10 x 12", 11 x 14", 14×14 " e 14×17 "). Nel complesso, DRYSTAR 5302 è una stampante in grado di adattarsi alle vostre esigenze e non viceversa.

Uniformità e qualità: una coppia dinamica

DRYSTAR 5302, al pari di tutti i componenti della famiglia Agfa di stampanti DRYSTAR, incorpora la tecnologia Direct Digital Imaging. Questa tecnologia a stato solido assicura immagini di qualità costante e controllata su una piattaforma stabile e durevole. Utilizzando DRYSTAR 5302 e le avanzate pellicole speciali Agfa, si potrà ottenere un'eccellente qualità diagnostica in qualsiasi applicazione.



La tecnologia DDI è stata migliorata con l'aggiunta della tecnologia A#Sharp, la quale consente di produrre immagini di qualità più nitida. Grazie a questa eccellente combinazione, DRYSTAR 5302 assicura continuamente il massimo comfort all'operatore in termini di qualità dell'immagine, facilità di utilizzo, affidabilità e durata. DDI e A#Sharp: l'accoppiata vincente



Tecnologia eco-compatibile pensata per ottimizzare il flusso di lavoro

La tecnologia DDI di DRYSTAR 5302 è veloce, pulita e rispetta l'ambiente. I suoi componenti dal funzionamento semplice permettono di diminuire l'usura. L'utilizzo di sostanze chimiche nocive per l'ambiente, il trattamento delle sostanze di scarto e i costi di smaltimento sono ricordi del passato. La completa gestione delle pellicole in luce diurna durante il caricamento o la manutenzione aumenta la facilità d'uso e il comfort, riducendo notevolmente i costi.

La risposta in termini di convenienza

Grazie alla tecnologia DDI, DRYSTAR 5302 evita la necessità di utilizzare complessi o costosi componenti ottici. Potrete infatti trarre il massimo vantaggio da una manutenzione senza problemi. A partire dall'investimento iniziale, grazie ai bassi costi di manutenzione e riparazione, DRYSTAR 5302 vi offre costi di gestione complessivi notevolmente ridotti. Meno fastidi, meno problemi, meno costi: la scelta più semplice!

Integrazione trasparente al centro della vostra struttura

DRYSTAR 5302 è un sistema sviluppato per adattarsi alla vostra struttura. Con l'interfacciamento DICOM standard, semplifica la connettività di rete.



Per maggiori informazioni su Agfa vi preghiamo di visitare il nostro sito web www.agfa.com

Agfa e il rombo Agfa sono marchi depositati di Agfa-Gevaert NV, Belgio, o delle relative società affiliate.

DRYSTAR è una marca depositata di Agfa-Gevaert NV, Belgio, o delle relative società affiliate. Tutti i diritti riservati. Tutte le informazioni ivi contenute sono da intendersi esclusivamente a scopo di

guida, e le caratteristiche dei prodotti e servizi descritte nella presente pubblicazione possono essere

modificate in qualsiasi momento senza preavviso. Alcuni prodotti e servizi potrebbero non essere disponibili nella vostra zona. Contattare il rappresentante locale per informazioni sulla disponibilità.

Agfa-Gevaert NV si sforza il più possibile di garantire l'accuratezza delle informazioni ma non si

assume, comunque, alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici.

© 2020 Agfa NV Tutti i diritti riservati Pubblicato da Agfa NV Septestraat 27 - 2640 Mortsel Belgio

5NJ85 IT 00202001

