

Desinficering af DR-systemerne og DR-detektorerne

Indhold

Desinficering	3
Rengøring	4
Desinficering af koskevat turvallsuusoheet	5
Godkendte desinfektionsmidler til DR 100e-systemet	6
Godkendte desinfektionsmidler til DR 100e-systemer	8
Godkendte desinficeringsmidler til DR 400- og DR 600-systemerne	10
Godkendte desinfektionsmidler til DR 800-systemet	12
Godkendte desinficeringsmidler for DX-D-systemer	14
Godkendte desinfektionsmidler til Valory-systemer	16
Godkendte desinfektionsmidler til DR Retrofit-system med Full Leg Full Spine	20
Godkendte desinfektionsmidler til EASYLIFT og CR-helkropskassetteholder	22
Godkendte desinficeringsmidler til DR 10s og DR 14s	24
Godkendte desinficeringsmidler til DR 10e, DR 14e og DR 17e ..	27
Godkendte desinficeringsmidler for DX-D 10C, DX-D 10G, DX-D 20C og DX-D 20G	28
Godkendte desinficeringsmidler for DX-D 30C og DX-D 35C	30
Godkendte desinficeringsmidler for DX-D 40C, DX-D 40G, DX-D 45C, DX-D 45G, DX-D 60C og DX-D 60G	32
Godkendte desinfektionsmidler til XD 10, XD*10, XD 14, XD*14, XD 17 og XD*17	35
Brug af beskyttende plastomslag	38
Godkendte desinficeringsmidler til brug på BARCO-skærm eller berøringsskærm	39
Godkendte desinficeringsmidler til brug på skærme eller berøringsskærme fra DELL	40
Godkendte desinficeringsmidler til brug på skærme eller berøringsskærme fra HP	41
Godkendte desinfektionsmidler til stregkodelæser CS6080	42
Rengøring af computer- eller berøringsskærmen	44
Rengøring af computertastaturet	45
Rengøring af bærbar pc eller tablet	46
Ansvarsfraskrivelse	47

Desinficering

**ADVARSEL:**

Til desinficering af enheden må der kun bruges desinficeringsmidler og -metoder, der er godkendt af Agfa og er i overensstemmelse med de nationale bestemmelser og retningslinjer samt retningslinjer for beskyttelse mod eksplosionsfare.

Hvis man regner med at bruge andre desinficeringsmidler, skal de godkendes af Agfa før brug, da de fleste desinficeringsmidler kan beskadige enheden. UV-desinficering er heller ikke tilladt.

Udfør proceduren i overensstemmelse med brugsanvisningerne, anvisningerne om bortskaffelse og hospitalets sikkerhedsanvisninger for de valgte desinficeringsmidler og værktøjer.

Genstande, der er kontamineret med blod eller kropsvæsker, som kan indeholde blodbårne patogener, skal rengøres og derefter desinficeres på et mellemliggende niveau med et produkt, der er EPA-registreret til brug mod hepatitis B.

Rengøring

Rengøringsinstruktioner er en del af brugerdokumentationen til hvert system. Dette dokument indeholder rengøringsinstruktioner til nogle generiske systemkomponenter.

Desinfiointia koskevat turvallisusohjeet



ADVARSEL:

Når udstyret skal renses, skal man huske at slå strømmen for hver enhed FRA og trække strømledningen ud af stikdåsen. Ellers er der fare for brand eller elektriske stød.



ADVARSEL:

Hæld ikke væske direkte på udstyret. Brug altid en tren, fnugfri klud fugtet (ikke dryppende) med opløsningen.



ADVARSEL:

Anvendes i velventilerede områder.



ADVARSEL:

Følg brugsanvisningen som følger med rengørings- eller desinfektionsmidlet.



ADVARSEL:

Konsultér producenterne sikkerhedsdatablade (MSDS) og anbefalingerne på produktetiketten for yderligere oplysninger før brug.



FORSIGTIG:

Rens kun udstyret med lidt fugt. Sprøjt ikke desinficerings- eller rengøringsmidler direkte på udstyret. Hæld ikke væske direkte på udstyret.



FORSIGTIG:

Kontrollér, at alle overflader er helt tørre, inden udstyret bruges igen.



FORSIGTIG:

Kontrollér, at udstyret er dekontamineret og desinficeret korrekt før levering eller udførelse af service.

Godkendte desinfektionsmidler til DR 100e-systemet

Følgende desinficeringsmidler er kompatible og kan bruges på den udvendige overflade af DR 100e-systemet:

- **70 % isopropylalkohol**
- **Acrylan®**
(Acrylan er et varemærke tilhørende ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH)
- **Alcavis vådservietter med blegemiddel 1:10**
(Alcavis er et varemærke tilhørende Angelini Pharma inc.)
- **Bacillocid® Special**
(Bacillocid er et varemærke tilhørende Raman & Well PVT. LTD.)
- **Bacillol 30 vådservietter**
Bacillol AF
(Bacillol er et varemærke tilhørende BODE Chemie GmbH)
- **CALTECH DISPATCH**
(Clorox Healthcare er et varemærke tilhørende The Clorox Company) (Canada)
- **CaviWipes®**
CaviWipes® AF
(CaviWipes® er et varemærke tilhørende Metrex®)
- **Certainty™ Plus desinficerede vådservietter**
(Certainty™ er et varemærke tilhørende Certainty Brands™)
- **CLEANISEPT® VÅDSERVIETTER**
(Cleanisept er et varemærke tilhørende Dr. Schumacher GmbH)
- **Clinell® Clorox vådservietter**
(Clinell er et varemærke tilhørende GAMA Healthcare Ltd) (UK og Irland)
- **Clorox Healthcare® bakteriedræbende vådservietter med blegemiddel**
Clorox Healthcare® Professional desinfektionsservietter med blegemiddel
(Clorox Healthcare er et varemærke tilhørende The Clorox Company) (Canada)
- **COMPLETE 6000 VÅDSERVIETTER**
(fra WOOD WYANT inc.)
- **Kohrsolin® extra**

Kohrsolin® FF

(Kohrsolin er et varemærke tilhørende BODE Chemie GmbH)

- **Lysoformin® 3000**

(Lysoformin er et varemærke tilhørende Lysoform)

- **Meliseptol® rapid**

(Meliseptol er et varemærke tilhørende B. Braun Melsungen AG)

- **Mikrobac® servietter**

(Mikrobac er et varemærke tilhørende BODE Chemie GmbH)

- **mikrozid® AF vådservietter**

mikrozid® følsomme vådservietter

mikrozid® universalvådservietter green line

(mikrozid er et varemærke tilhørende Schülke&Mayr GmbH)

- **PDI Alcohol Prep Pad**

(PDI er et varemærke tilhørende PDI®)

- **Sani-Cloth® Active vådservietter**

Sani-Cloth® AF3 vådservietter

Sani-Cloth® bakteriedræbende engangsvådservietter med blegemiddel

Sani-Cloth® klor

Sani-Cloth® HB-vådservietter

Sani-Cloth® Plus vådservietter

Super Sani-Cloth® vådservietter

(Sani-Cloth er et varemærke tilhørende PDI®)

- **SUPER HDQ® L 10**

(SUPER HDQ L 10 er et varemærke tilhørende Spartan®)

- **Tuffie Disinfectant Wipes**

(Tuffie Disinfectant Wipes er et varemærke tilhørende Vernacare)

- **Viraguard®**

(Viraguard er et varemærke tilhørende Veridien)

- **Virex®**

(Virex er et varemærke tilhørende Diversey® Johnson)

Godkendte desinfektionsmidler til DR 100e-systemer

Følgende desinficeringsmidler er kompatible og kan bruges på den udvendige overflade af DR 100e-systemet:

- **70 % isopropylalkohol**
- **Alcohol Prep Pads**
(Alcohol Prep Pads er et varemærke tilhørende PDI®)
- **Bacillocid® Special**
(Bacillocid er et varemærke tilhørende Raman & Well PVT. LTD.)
- **Bacillol AF**
(Bacillol er et varemærke tilhørende BODE Chemie GmbH)
- **CaviWipes®**
CaviWipes® AF
(CaviWipes® er et varemærke tilhørende Metrex®)
- **CLEANISEPT® VÅDSERVİETTER**
(Cleanisept er et varemærke tilhørende Dr. Schumacher GmbH)
- **DENTIRO® Light**
(DENTIRO er et varemærke tilhørende Oro Clean Chemie AG)
- **Kohrsolin® extra**
Kohrsolin® FF
(Kohrsolin er et varemærke tilhørende BODE Chemie GmbH)
- **Lysoformin® 3000**
(Lysoformin er et varemærke tilhørende Lysoform)
- **Meliseptol® rapid**
(Meliseptol er et varemærke tilhørende B. Braun Melsungen AG)
- **Mikrobac® servietter**
(Mikrobac er et varemærke tilhørende BODE Chemie GmbH)
- **mikrozid® AF vådservietter**
mikrozid® følsomme vådservietter
mikrozid® universalvådservietter green line
(Mikrozid er et varemærke tilhørende Schülke&Mayr GmbH)
- **Sani-Cloth® AF3-vådservietter**
Sani-Cloth® HB-vådservietter
Sani-Cloth® Plus vådservietter
Super Sani-Cloth® vådservietter

(Sani-Cloth er et varemærke tilhørende PDI®)

- **SUPER HDQ® L 10**

(SUPER HDQ L 10 er et varemærke tilhørende Spartan®)

- **Tuffie Disinfectant Wipes**

(Tuffie Disinfectant Wipes er et varemærke tilhørende Vernacare)

- **Viraguard®**

(Viraguard er et varemærke tilhørende Veridien)

- **Virex®**

(Virex er et varemærke tilhørende Diversey® Johnson)

Godkendte desinficeringsmidler til DR 400- og DR 600-systemerne

Følgende desinficeringsmidler er kompatible og kan bruges på den udvendige overflade af DR 400- og DR 600-systemerne:

- **Alcavis vådservietter med blegemiddel 1:10**
(Alcavis er et varemærke tilhørende Angelini Pharma inc.)
- **CALTECH DISPATCH**
(Clorox Healthcare er et varemærke tilhørende The Clorox Company) (Canada)
- **Certainty™ Plus desinfektionsservietter**
(Certainty™ er et varemærke tilhørende Certainty Brands™)
- **Clinell® Clorox vådservietter**
(Clinell er et varemærke tilhørende GAMA Healthcare Ltd) (UK og Irland)
- **Clorox Healthcare® bakteriedræbende vådservietter med blegemiddel**
Clorox Healthcare® Professional desinfektionsservietter med blegemiddel
(Clorox Healthcare er et varemærke tilhørende The Clorox Company) (Canada)
- **COMPLETE 6000 VÅDSERVIETTER**
(fra WOOD WYANT inc.)
- **Incidin® Plus**
(Incidin er et varemærke tilhørende Ecolab Inc.)
- **mikrozid® følsomme vådservietter**
(Mikrozid er et varemærke tilhørende Schülke&Mayr GmbH)
- **perform®**
(perform er et varemærke tilhørende Schülke&Mayr GmbH)
- **Sani-Cloth® bakteriedræbende engangsvådservietter med blegemiddel**
Sani-Cloth® klor
Sani-Cloth® HB-vådservietter
Sani-Cloth® AF3-vådservietter
Super Sani-Cloth® bakteriedræbende engangsvådservietter
(Sani-Cloth er et varemærke tilhørende PDI®)

Følgende desinfektionsmidler er fundet kompatible og kan anvendes på den ydre overflade af DR 400 og DR 600-systemer, men de kan medføre, at AGFA-

logoet løsnes, og de kan forårsage svag misfarvning af overfladerne på hvilke de påføres:

- **Acrylan®**
(Acrylan er et varemærke tilhørende ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH)
- **CLEANISEPT® VÅDSERVİETTER**
(Cleanisept er et varemærke tilhørende Dr. Schumacher GmbH)
- **Dismozon® pur steril**
(Dismozon er et varemærke tilhørende BODE CHEMIE GmbH & CO.)
- **Incidin® OxyWipe S**
Incidin® OxyWipe
Incidin® OxyFoam S
Incidin® OxyFoam
Incidin® OxyFoam S og Incidin® OxyFoam påføres med en engangsklud. Sprøjt ikke desinficeringsmidler direkte på udstyret.
(Incidin er et varemærke tilhørende Ecolab Inc.)
- **Lysoformin® 3000**
(Lysoformin er et varemærke tilhørende Lysoform)
- **Mikrobac® servietter**
(Mikrobac er et varemærke tilhørende BODE Chemie GmbH)
- **mikrozid® AF vådservietter**
mikrozid® universalvådservietter green line
(Mikrozid er et varemærke tilhørende Schülke&Mayr GmbH)
- **SteriMax® sporedræbende vådservietter**
Sterimax® vådservietter
(SteriMax er et varemærke tilhørende Aseptix Research BV)
- **Terralin® protect**
(Terralin er et varemærke tilhørende Schülke & Mayr GmbH)

Godkendte desinfektionsmidler til DR 800-systemet

Følgende desinficeringsmidler er kompatible og kan bruges på den udvendige overflade af DR 800-systemet:



FORSIGTIG:

Desinfektionsmidler baseret på fenoler, klorholdige forbindelser og hydrogenperoxid er delvist aggressive og bør ikke anvendes. De samme begrænsninger gælder for midler, der har et højt alkoholindhold (> 70 vægtprocent, f.eks. til hånddesinficering).

- Vandholdige desinfektionsmidler baseret på kvaternære ammoniumforbindelser og eller aldehyd med alkoholniveauer < 70 %.

- **Acrylan®**

(Acrylan er et varemærke tilhørende ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH)

- **Bacillocid® Special**

(Bacillocid er et varemærke tilhørende Raman & Well PVT. LTD.)

- **Bacillol AF**

(Bacillol er et varemærke tilhørende BODE Chemie GmbH)

- **CaviWipes®**

(CaviWipes® er et varemærke tilhørende Metrex®)

- **Certainty™ Plus desinfektionsservietter**

(Certainty™ er et varemærke tilhørende Certainty Brands™)

- **CLEANISEPT® VÅDSERVJETTER**

(Cleanisept er et varemærke tilhørende Dr. Schumacher GmbH)

- **Clinell® universelle vådservietter**

(Clinell er et varemærke tilhørende GAMA Healthcare Ltd)

- **DENTIRO® Light**

(DENTIRO er et varemærke tilhørende Oro Clean Chemie AG)

- **Germi RIO® Pronto Uso**

(Germi RIO er et varemærke tilhørende Rioquímica®)

- **hx2™**

(hx2 er et varemærke tilhørende maxill® inc.)

- **Indagerm B+Q**

Indagerm B+Q Max

(Indagerm er et varemærke tilhørende Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico LTDA.)

- **Kohrsolin® FF**
(Kohrsolin er et varemærke tilhørende BODE Chemie GmbH)
- **Lysoformin® 3000**
(Lysoformin er et varemærke tilhørende Lysoform)
- **Meliseptol® rapid**
(Meliseptol er et varemærke tilhørende B. Braun Melsungen AG)
- **Microbac® servietter**
(Microbac er et varemærke tilhørende BODE CHEMIE GmbH & CO)
- **mikrozid® AF vådservietter**
mikrozid® følsomme vådservietter
mikrozid® universalvådservietter green line
(Mikrozid er et varemærke tilhørende Schülke&Mayr GmbH)
- **PDI Alcohol Prep Pad**
(PDI er et varemærke tilhørende PDI®)
- **Sani-Cloth® AF3-vådservietter**
Sani-Cloth® HB-vådservietter
Sani-Cloth® Plus vådservietter
Super Sani-Cloth® bakteriedræbende engangsvådservietter
(Sani-Cloth er et varemærke tilhørende PDI®)
- **Tego 103 G**
- **Terralin® protect**
(Terralin er et varemærke tilhørende Schülke & Mayr GmbH)
- **Tuffie Disinfectant Wipes**
(Tuffie Disinfectant Wipes er et varemærke tilhørende Vernacare)
- **Viraguard®**
(Viraguard er et varemærke tilhørende Veridien)
- **Wip'Anios Excel**
(Wip'anios er et varemærke tilhørende Anios®)

Godkendte desinficeringsmidler for DX-D-systemer

Følgende desinficeringsmidler er kompatible og kan bruges på den udvendige overflade af DX-D-systemerne:

- **Ætanol 70 %**
- **70 % isopropylalkohol**
- **Alkyldimethyl-benzylammoniumklorid 0,036 % i hydro-alkoholopløsning.**
- **Acrylan®**
(Acrylan er et varemærke tilhørende ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH)
- **Alcavis vådservietter med blegemiddel 1:10**
(Alcavis er et varemærke tilhørende Angelini Pharma inc.)
- **Bacillocid® Special**
(Bacillocid er et varemærke tilhørende Raman & Well PVT. LTD.)
- **Bacillol AF**
(Bacillol er et varemærke tilhørende BODE Chemie GmbH)
- **CALTECH DISPATCH**
(Clorox Healthcare er et varemærke tilhørende The Clorox Company) (Canada)
- **Certainty™ Plus desinfektionsservietter**
(Certainty™ er et varemærke tilhørende Certainty Brands™)
- **CLEANISEPT® VÅDSERVIETTER**
(Cleanisept er et varemærke tilhørende Dr. Schumacher GmbH)
- **Clinell® Clorox vådservietter**
Clinell® universelle vådservietter
(Clinell er et varemærke tilhørende GAMA Healthcare Ltd)
- **Clorox Healthcare® bakteriedræbende vådservietter med blegemiddel**
Clorox Healthcare® Professional desinfektionsservietter med blegemiddel
(Clorox Healthcare er et varemærke tilhørende The Clorox Company) (Canada)
- **COMPLETE 6000 VÅDSERVIETTER**
(fra WOOD WYANT inc.)
- **DENTIRO® Light**
(DENTIRO er et varemærke tilhørende Oro Clean Chemie AG)

- **Germi RIO® Pronto Uso**

(Germi RIO er et varemærke tilhørende Rioquímica®)

- **Indagerm B+Q**

Indagerm B+Q Max

(Indagerm er et varemærke tilhørende Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico LTDA.)

- **Lysoformin® 3000**

(Lysoformin er et varemærke tilhørende Lysoform)

- **Mikrobac® servietter**

(Mikrobac er et varemærke tilhørende BODE Chemie GmbH)

- **mikrozid® AF vådservietter**

mikrozid® følsomme vådservietter

mikrozid® universalvådservietter green line

(mikrozid er et varemærke tilhørende Schülke&Mayr GmbH)

- **PDI Alcohol Prep Pad**

(PDI er et varemærke tilhørende PDI®)

- **Sani-Cloth® Active vådservietter**

Sani-Cloth® AF3 vådservietter

Sani-Cloth® vådservietter med blegemiddel

Sani-Cloth® klor

(Sani-Cloth er et varemærke tilhørende PDI®)

- **Tuffie Disinfectant Wipes**

(Tuffie Disinfectant Wipes er et varemærke tilhørende Vernacare)

- **Viraguard®**

(Viraguard er et varemærke tilhørende Veridien)

Godkendte desinfektionsmidler til Valory-systemer

Følgende desinficeringsmidler er kompatible og kan bruges på den udvendige overflade af Valory-systemerne:

- **Ætanol 70 %**
- **Accel® TB vådservietter**
Accel® TB væske
Accel interventionsservietter
Accel intervention klar-til-brug
(Accel er et varemærke tilhørende Virox Technologies Inc.)
- **Acrylan®**
(Acrylan er et varemærke tilhørende ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH)
- **Alcavis vådservietter med blegemiddel 1:10**
(Alcavis er et varemærke tilhørende Angelini Pharma inc.)
- **Bacillocid® Special**
(Bacillocid er et varemærke tilhørende Raman & Well PVT. LTD.)
- **Bacillo® AF**
Bacillo® PLUS
(Bacillo er et varemærke tilhørende BODE Chemie GmbH)
- **CALTECH DISPATCH**
(Clorox Healthcare er et varemærke tilhørende The Clorox Company) (Canada)
- **CaviWipes®**
CaviWipes® AF
(CaviWipes® er et varemærke tilhørende Metrex®)
- **CLEANISEPT® VÅDSERVETTER**
(Cleanisept er et varemærke tilhørende Dr. Schumacher GmbH)
- **Clinell® Clorox vådservietter**
Clinell® sporedræbende vådservietter
(Clinell er et varemærke tilhørende GAMA Healthcare Ltd)
- **Clorox Healthcare® bakteriedræbende vådservietter med blegemiddel**
Clorox Healthcare® Professional desinfektionsservietter med blegemiddel

(Clorox Healthcare er et varemærke tilhørende The Clorox Company)
(Canada)

- **COMPLETE 6000 VÅDSERVETTER**

(fra WOOD WYANT inc.)

- **DENTIRO® Light**

DENTIRO® Zero

(DENTIRO er et varemærke tilhørende Oro Clean Chemie AG)

- **Dismozon® pur steril**

(Dismozon er et varemærke tilhørende BODE CHEMIE GmbH & CO.)

- **Germi RIO® Pronto Uso**

(Germi RIO er et varemærke tilhørende Rioquímica®)

- **Incidin® OxyWipe S**

Incidin® OxyWipe

Incidin® OxyFoam S

Incidin® OxyFoam

Incidin® OxyFoam S og Incidin® OxyFoam påføres med en engangsklud.
Sprøjt ikke desinficeringsmidler direkte på udstyret.

(Incidin er et varemærke tilhørende Ecolab Inc.)

- **Indagerm B+Q**

Indagerm B+Q Max

(Indagerm er et varemærke tilhørende Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico LTDA.)

- **Kohrsolin® extra**

Kohrsolin® FF

(Kohrsolin er et varemærke tilhørende BODE Chemie GmbH)

- **Lysoformin® 3000**

(Lysoformin er et varemærke tilhørende Lysoform)

- **Meliseptol® rapid**

Meliseptol® Sensitive

(Meliseptol er et varemærke tilhørende B. Braun Melsungen AG)

- **Microbac® servietter**

(Microbac er et varemærke tilhørende BODE CHEMIE GmbH & CO)

- **mikrozid® AF vådservietter**

mikrozid® følsomme vådservietter

mikrozid® universelvådservietter green line

(Mikrozid er et varemærke tilhørende Schülke&Mayr GmbH)

- **Optigerm®**

(Optigerm er et varemærke tilhørende General Clean - Soluções Profissionais para Limpeza)

- **Optim 33 TB vådservietter**

(Optim er et registreret varemærke tilhørende SciCan Ltd.)

- **OXIVIR® TB**

(OXIVIR er et registreret varemærke tilhørende DIVERSEY, INC.)

- **perform®**

(perform er et varemærke tilhørende Schülke&Mayr GmbH)

- **PREempt™ (Canada)**

PREempt™ (Canada)

(PREempt er et varemærke tilhørende Virox Technologies Inc.)

- **Rely+ON™ Virkon® pulver**

(Rely+ON Virkon er et varemærke tilhørende DuPont™)

- **Sani-Cloth® Active vådservietter**

Sani-Cloth® AF3 vådservietter

Sani-Cloth® bakteriedræbende engangsvådservietter med blegemiddel

Sani-Cloth® klor

Sani-Cloth® HB-vådservietter

Sani-Cloth® Plus vådservietter

Super Sani-Cloth® bakteriedræbende engangsvådservietter

(Sani-Cloth er et varemærke tilhørende PDI®)

- **SteriMax® sporedræbende vådservietter**

Sterimax® vådservietter

(SteriMax er et varemærke tilhørende Aseptix Research BV)

- **SUPER HDQ® L 10**

(SUPER HDQ L 10 er et varemærke tilhørende Spartan®)

- **SURFA'SAFE**

(SURFA'SAFE er et varemærke tilhørende LABORATOIRES ANIOS)

- **Terralin® protect**

(Terralin er et varemærke tilhørende Schülke & Mayr GmbH)

- **UltraSan Aseptix**

UltraSan Ultra Rapid Aseptix

(UltraSan er et varemærke tilhørende Aseptix Health Sciences BV)

- **Wip'Anios**

Wip'Anios Excel

(Wip'anios er et varemærke tilhørende Anios®)

De følgende desinfektionsmidler må ikke anvendes. Hvis der anvendes et af følgende desinfektionsmidler, kan udstyrets ydeevne og sikkerhed ikke garanteres.

- Desinfektionsmidler, der korroderer metal, plast, gummi eller maling
- Desinfektionsmidler, der er uegnede til metal, plast, gummi eller maling
- Desinfektionsmidler af spraytypen
- Flygtige desinfektionsmidler
- Desinfektionsmidler, der kan trænge ind i udstyret

Der må IKKE anvendes organisk opløsningsmiddel. Organiske opløsningsmidler kan ændre overfladefarven. Hvis et organisk opløsningsmiddel klæber til overfladen, skal du straks tørre det af.

Godkendte desinfektionsmidler til DR Retrofit-system med Full Leg Full Spine

Følgende desinficeringsmidler er kompatible og kan bruges på den udvendige overflade af Full Leg Full Spine DR Retrofit Spine-systemet:

- **Certainty™ Plus desinfektionsservietter**
(Certainty™ er et varemærke tilhørende Certainty Brands™)
- **Incidin® Plus**
(Incidin er et varemærke tilhørende Ecolab Inc.)
- **mikrozid® følsomme vådservietter**
(Mikrozid er et varemærke tilhørende Schülke&Mayr GmbH)
- **Sani-Cloth® HB-vådservietter**
Sani-Cloth® AF3-vådservietter
Super Sani-Cloth® bakteriedræbende engangsvådservietter
(Sani-Cloth er et varemærke tilhørende PDI®)

Følgende desinfektionsmidler er fundet kompatible og kan anvendes på den ydre overflade af Full Leg Full Spine DR Retrofit -systemet, men de kan medføre, at AGFA-logoet løsnes, og de kan forårsage svag misfarvning af overfladerne på hvilke de påføres:

- **Acrylan®**
(Acrylan er et varemærke tilhørende ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH)
- **CLEANISEPT® VÅDSERVIETTER**
(Cleanisept er et varemærke tilhørende Dr. Schumacher GmbH)
- **Lysoformin® 3000**
(Lysoformin er et varemærke tilhørende Lysoform)
- **Mikrobac® servietter**
(Mikrobac er et varemærke tilhørende BODE Chemie GmbH)
- **mikrozid® AF vådservietter**
mikrozid® universalvådservietter green line
(Mikrozid er et varemærke tilhørende Schülke&Mayr GmbH)
- **Terralin® protect**
(Terralin er et varemærke tilhørende Schülke & Mayr GmbH)



Bemærk: Desinfektionsmidler, der indeholder blegemiddel eller peroxid, er ætsende for metaldele.

Godkendte desinfektionsmidler til EASYLIFT og CR-helkropskassetteholder

Følgende desinficeringsmidler er kompatible og kan bruges på den udvendige overflade af EASYLIFT og CR-helkropskassetteholder:

- **Incidin® Plus**

(Incidin er et varemærke tilhørende Ecolab Inc.)

- **mikrozid® følsomme vådservietter**

(Mikrozid er et varemærke tilhørende Schülke&Mayr GmbH)

- **perform®**

(perform er et varemærke tilhørende Schülke&Mayr GmbH)

- **Sani-Cloth® bakteriedræbende engangsvådservietter med blegemiddel**

Sani-Cloth® HB-vådservietter

Sani-Cloth® AF3-vådservietter

Super Sani-Cloth® bakteriedræbende engangsvådservietter

(Sani-Cloth er et varemærke tilhørende PDI®)

Følgende desinfektionsmidler er fundet kompatible og kan anvendes på den ydre overflade EASYLIFT og CR-helkropskassetteholder, men de kan medføre, at AGFA-logoet løsnes, og de kan forårsage svag misfarvning af overfladerne, på hvilke de påføres:

- **Acrylan®**

(Acrylan er et varemærke tilhørende ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH)

- **CLEANISEPT® VÅDSERVIETTER**

(Cleanisept er et varemærke tilhørende Dr. Schumacher GmbH)

- **Dismozon® pur steril**

(Dismozon er et varemærke tilhørende BODE CHEMIE GmbH & CO.)

- **Incidin® OxyWipe S**

Incidin® OxyWipe

Incidin® OxyFoam S

Incidin® OxyFoam

Incidin® OxyFoam S og Incidin® OxyFoam påføres med en engangsklud. Sprøjt ikke desinficeringsmidler direkte på udstyret.

(Incidin er et varemærke tilhørende Ecolab Inc.)

- **Lysoformin® 3000**

(Lysoformin er et varemærke tilhørende Lysoform)

- **Mikrobac® servietter**

(Mikrobac er et varemærke tilhørende BODE Chemie GmbH)

- **mikrozid® AF vådservietter**

(Mikrozid er et varemærke tilhørende Schülke&Mayr GmbH)

- **SteriMax® sporedræbende vådservietter**

Sterimax® vådservietter

(SteriMax er et varemærke tilhørende Aseptix Research BV)

- **Terralin® protect**

(Terralin er et varemærke tilhørende Schülke & Mayr GmbH)

Godkendte desinficeringsmidler til DR 10s og DR 14s

Følgende desinficeringsmidler er kompatible og kan bruges på den udvendige overflade af detektorerne DR 10s og DR 14s:

- **Accel® TB vådservietter**

Accel® TB væske

Accel interventionsservietter

Accel intervention klar-til-brug

(Accel er et varemærke tilhørende Virox Technologies Inc.)

- **Acrylan®**

(Acrylan er et varemærke tilhørende ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH)

- **Alcavis vådservietter med blegemiddel 1:10**

(Alcavis er et varemærke tilhørende Angelini Pharma inc.)

- **Bacilocid® Special**

(Bacilocid er et varemærke tilhørende Raman & Well PVT. LTD.)

- **Bacillol 30 vådservietter**

Bacillol AF

Bacillol Plus

(Bacillol er et varemærke tilhørende BODE Chemie GmbH)

- **BLI-DES® SurfaceDisinfection vådservietter**

(BLI-DES er et varemærke tilhørende Medi-Inn Ltd)

- **CALTECH DISPATCH**

(Clorox Healthcare er et varemærke tilhørende The Clorox Company) (Canada)

- **CaviWipes® AF**

(CaviWipes® er et varemærke tilhørende Metrex®)

- **Certainty™ Plus desinfektionsservietter**

(Certainty™ er et varemærke tilhørende Certainty Brands™)

- **CaviWipes®**

(CaviWipes® er et varemærke tilhørende Metrex®)

- **CLEANISEPT® VÅDSERVIETTER**

(Cleanisept er et varemærke tilhørende Dr. Schumacher GmbH)

- **Clinell® Clorox vådservietter**

(Clinell er et varemærke tilhørende GAMA Healthcare Ltd) (UK og Irland)

- **Clorox Healthcare® bakteriedræbende vådservietter med blegemiddel**
Clorox Healthcare® Professional desinfektionsservietter med blegemiddel
(Clorox Healthcare er et varemærke tilhørende The Clorox Company)
(Canada)
- **COMPLETE 6000 VÅDSERVIETTER**
(fra WOOD WYANT inc.)
- **Dismozon® pur steril**
(Dismozon er et varemærke tilhørende BODE CHEMIE GmbH & CO.)
- **Germi RIO® Pronto Uso**
(Germi RIO er et varemærke tilhørende Rioquímica®)
- **Incidin® OxyWipe S**
Incidin® OxyWipe
Incidin® OxyFoam S
Incidin® OxyFoam
Incidin® OxyFoam S og Incidin® OxyFoam påføres med en engangsklud.
Sprøjt ikke desinficeringsmidler direkte på udstyret.
(Incidin er et varemærke tilhørende Ecolab Inc.)
- **Indagerm B+Q**
Indagerm B+Q Max
(Indagerm er et varemærke tilhørende Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico LTDA.)
- **Lysoformin® 3000**
(Lysoformin er et varemærke tilhørende Lysoform)
- **Meliseptol® rapid**
(Meliseptol er et varemærke tilhørende B. Braun Melsungen AG)
- **Mikrobac® servietter**
(Mikrobac er et varemærke tilhørende BODE Chemie GmbH)
- **mikrozid® AF vådservietter**
mikrozid® følsomme vådservietter
mikrozid® universalvådservietter green line
(Mikrozid er et varemærke tilhørende Schülke&Mayr GmbH)
- **Optigerm®**
(Optigerm er et varemærke tilhørende General Clean - Soluções Profissionais para Limpeza)
- **Optim 33 TB vådservietter**
(Optim er et registreret varemærke tilhørende SciCan Ltd.)

- **OXIVIR® TB**
(OXIVIR er et registreret varemærke tilhørende DIVERSEY, INC.)
- **perform®**
(perform er et varemærke tilhørende Schülke&Mayr GmbH)
- **PDI Alcohol Prep Pad**
(PDI er et varemærke tilhørende PDI®)
- **Rely+ON™ Virkon® pulver**
(Rely+ON Virkon er et varemærke tilhørende DuPont™)
- **Sani-Cloth® Active vådservietter**
Sani-Cloth® AF3 vådservietter
Sani-Cloth® bakteriedræbende engangsvådservietter med blegemiddel
Sani-Cloth® klor
Sani-Cloth® HB-vådservietter
Sani-Cloth® Plus vådservietter
Super Sani-Cloth® vådservietter
(Sani-Cloth er et varemærke tilhørende PDI®)
- **SteriMax® sporedræbende vådservietter**
Sterimax® vådservietter
(SteriMax er et varemærke tilhørende Aseptix Research BV)
- **Terralin® protect**
(Terralin er et varemærke tilhørende Schülke & Mayr GmbH)
- **UltraSan Aseptix**
UltraSan Ultra Rapid Aseptix
(UltraSan er et varemærke tilhørende Aseptix Health Sciences BV)

Godkendte desinficeringsmidler til DR 10e, DR 14e og DR 17e

Følgende desinficeringsmidler er kompatible og kan bruges på den udvendige overflade af detektorerne DR 10e, DR 14e og DR 17e:

- **Ætanol 70 %**
- **Bacillo[®] AF**

Bacillo[®] PLUS

(Bacillo[®] er et varemærke tilhørende BODE Chemie GmbH)

- **DENTIRO[®] Light**

(DENTIRO er et varemærke tilhørende Oro Clean Chemie AG)

- **mikrozid[®] AF vådservietter**

mikrozid[®] universalvådservietter green line

(Mikrozid er et varemærke tilhørende Schülke&Mayr GmbH)

- **Super Sani-Cloth[®] bakteriedræbende engangsvådservietter**

(Sani-Cloth er et varemærke tilhørende PDI[®])

Godkendte desinficeringsmidler for DX-D 10C, DX-D 10G, DX-D 20C og DX-D 20G

Følgende desinficeringsmidler er kompatible og kan bruges på den udvendige overflade af DR-detektorerne DX-D 10C, DX-D 10G, DX-D 20C og DX-D 20G:

- **Accel® TB vådservietter**
(Accel er et varemærke tilhørende Virox Technologies Inc.)
- **Alcavis vådservietter med blegemiddel 1:10**
(Alcavis er et varemærke tilhørende Angelini Pharma inc.)
- **Certainty™ Plus desinfektionsservietter**
(Certainty™ er et varemærke tilhørende Certainty Brands™)
- **Clinell® 2 % klorhexidin i 70 % alkohol**
Clinell® Clorox vådservietter
(Clinell er et varemærke tilhørende GAMA Healthcare Ltd) (UK og Irland)
- **Clorox Healthcare® bakteriedræbende vådservietter med blegemiddel**
(Clorox Healthcare er et varemærke tilhørende The Clorox Company) (USA)
- **Clorox Healthcare® Professional desinfektionsservietter med blegemiddel**
(Clorox Healthcare er et varemærke tilhørende The Clorox Company) (Canada)
- **COMPLETE 6000 VÅDSERVIETTER**
(fra WOOD WYANT inc.)
- **Dismozon® pur steril**
(Dismozon er et varemærke tilhørende BODE CHEMIE GmbH & CO.)
- **Optim 33 TB vådservietter**
(Optim er et registreret varemærke tilhørende SciCan Ltd.)
- **OXIVIR® TB**
(OXIVIR er et registreret varemærke tilhørende DIVERSEY, INC.)
- **Rely+ON™ Virkon® pulver**
(Rely+ON Virkon er et varemærke tilhørende DuPont™)
- **Sani-Cloth® AF3-vådservietter**
Sani-Cloth® bakteriedræbende engangsvådservietter med blegemiddel
Sani-Cloth® Plus vådservietter
(Sani-Cloth er et varemærke tilhørende PDI®)

- **SteriMax® sporedræbende vådservietter**

Sterimax® vådservietter

(SteriMax er et varemærke tilhørende Aseptix Research BV)

For at forhindre dannelsen af overskydende væske på kassetens overflade, tørres overfladen altid af (efter den påkrævede kontakttid) med en tør eller fugtig klud. Hvis der allerede er dannet overskydende væske, tørres overfladen af med en tør eller fugtig klud. Hvis der stadig er synlige indtørrede rester, tørres overfladen af igen med desinficeringsmidlet. Overfladen må ikke lufttørre.

Godkendte desinficeringsmidler for DX-D 30C og DX-D 35C

Følgende desinficeringsmidler er kompatible og kan bruges på den udvendige overflade af DR-detektorerne DX-D 30C og DX-D 35C:

- **Accel® TB vådservietter**
(Accel er et varemærke tilhørende Virox Technologies Inc.)
- **Acrylan®**
(Acrylan er et varemærke tilhørende ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH)
- **CaviWipes®**
(CaviWipes® er et varemærke tilhørende Metrex®)
- **Certainty™ Plus desinfektionsservietter**
(Certainty™ er et varemærke tilhørende Certainty Brands™)
- **Clinell® universelle vådservietter**
Clinell® sporedræbende vådservietter
(Clinell er et varemærke tilhørende GAMA Healthcare Ltd)
- **Dismozon® pur steril**
(Dismozon er et varemærke tilhørende BODE CHEMIE GmbH & CO.)
- **Germi RIO® Pronto Uso**
(Germi RIO er et varemærke tilhørende Rioquímica®)
- **Indagerm B+Q**
Indagerm B+Q Max
(Indagerm er et varemærke tilhørende Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico LTDA.)
- **Meliseptol® rapid**
(Meliseptol er et varemærke tilhørende B. Braun Melsungen AG)
- **mikrozid® AF vådservietter**
mikrozid® følsomme vådservietter
mikrozid® universalvådservietter green line
(Mikrozid er et varemærke tilhørende Schülke&Mayr GmbH)
- **Optim 33 TB vådservietter**
(Optim er et registreret varemærke tilhørende SciCan Ltd.)
- **OXIVIR® TB**
(OXIVIR er et registreret varemærke tilhørende DIVERSEY, INC.)
- **Rely+ON™ Virkon® pulver**

(Rely+ ON Virkon er et varemærke tilhørende DuPont™)

- **Sani-Cloth® Active vådservietter**

Sani-Cloth® AF3 vådservietter

Sani-Cloth® HB-vådservietter

Sani-Cloth® Plus vådservietter

(Sani-Cloth er et varemærke tilhørende PDI®)



FORSIGTIG:

Sani-Cloth® Plus vådservietter kan ikke bruges på DX-D 30C med serienummer 200364 eller lavere og på DX-D 35C med serienummer 100077 eller lavere.

- **SteriMax® sporedræbende vådservietter**

Sterimax® vådservietter

(SteriMax er et varemærke tilhørende Aseptix Research BV)

- **Terralin® protect**

(Terralin er et varemærke tilhørende Schülke & Mayr GmbH)



FORSIGTIG:

Væsker, der kommer ind i DR-detektoren eller batteriet, kan forårsage fejlfunktion og forurening. Vær særlig opmærksom ved desinficering af den nederste side af DR-detektoren i nærheden af batterifaget.

Godkendte desinficeringsmidler for DX-D 40C, DX-D 40G, DX-D 45C, DX-D 45G, DX-D 60C og DX-D 60G

Følgende desinficeringsmidler er kompatible og kan bruges på den udvendige overflade af DR-detektorerne DX-D 40C, DX-D 40G, DX-D 45C og DX-D 45G:

- **Desinficeringsmidler baseret på kvaternært ammoniumsalt (<1 vægtprocent) og/eller alkohol (<75 vægtprocent)**
- **Ætanol 70 %**
- **70 % isopropylalkohol**
- **Benzalkoniumklorid 10 %**
- **Acrylan®**

(Acrylan er et varemærke tilhørende ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH)

- **Bacillocid® Special**

(Bacillocid er et varemærke tilhørende Raman & Well PVT. LTD.)

- **Bacillol AF**

(Bacillol er et varemærke tilhørende BODE Chemie GmbH)

- **CaviWipes®**

(CaviWipes® er et varemærke tilhørende Metrex®)

- **Certainty™ Plus desinfektionsservietter**

(Certainty™ er et varemærke tilhørende Certainty Brands™)

- **CLEANISEPT® VÅDSERVETTER**

(Cleanisept er et varemærke tilhørende Dr. Schumacher GmbH)

- **Clinell® universelle vådservietter**

Clinell® sporedræbende vådservietter

(Clinell er et varemærke tilhørende GAMA Healthcare Ltd)

- **DENTIRO® Light**

(DENTIRO er et varemærke tilhørende Oro Clean Chemie AG)

- **ED Wipes**

(ED Wipes er et varemærke tilhørende MH healthcare Co., Ltd)

- **Germi RIO® Pronto Uso**

(Germi RIO er et varemærke tilhørende Rioquímica®)

- **Indagerm B+Q**

Indagerm B+Q Max

(Indagerm er et varemærke tilhørende Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico LTDA.)

- **Lysoformin® 3000**
(Lysoformin er et varemærke tilhørende Lysoform)
- **Meliseptol® rapid**
(Meliseptol er et varemærke tilhørende B. Braun Melsungen AG)
- **MetriCide™ OPA Plus**
(MetriCide er et varemærke tilhørende Metrex®)
- **Mikrobac® servietter**
(Mikrobac er et varemærke tilhørende BODE Chemie GmbH)
- **mikrozid® AF vådservietter**
mikrozid® universalvådservietter green line
(mikrozid er et varemærke tilhørende Schülke&Mayr GmbH)
- **PDI Alcohol Prep Pad**
(PDI er et varemærke tilhørende PDI®)
- **SaFecide +**
(SaFecide er et varemærke tilhørende Liebecos)
- **Sani-Cloth® Active vådservietter**
Sani-Cloth® AF3 vådservietter
Sani-Cloth® Plus vådservietter
Super Sani-Cloth® vådservietter
Sani-Cloth® CHG 2%
(Sani-Cloth er et varemærke tilhørende PDI®)
- **Sono® ultralydsvådservietter**
(Sono er et varemærke tilhørende Advanced Ultrasound Solutions, Inc.)
- **SURFA'SAFE**
(SURFA'SAFE er et varemærke tilhørende LABORATOIRES ANIOS)
- **Wip'Anios Excel**
(Wip'anios er et varemærke tilhørende Anios®)



FORSIGTIG:

Opbevaringstemperatur bør ikke være lavere end 5 °C eller højere end 35 °C.



FORSIGTIG:

Væsker, der kommer ind i DR-detektoren eller batteriet, kan forårsage fejlfunktion og forurening. Vær særlig opmærksom ved desinficering af den nederste side af DR-detektoren i nærheden af batterifaget.

Andre desinficeringsmidler, der opfylder betingelserne beskrevet nedenfor, kan benyttes, såfremt de benyttes i henhold til produktets egen vejledning.

34 | Desinficering af DR-systemerne og DR-detektorerne | Godkendte desinficeringsmidler for DX-D 40C, DX-D 40G, DX-D 45C, DX-D 45G, DX-D 60C og DX-D 60G

- Europæiske biocidholdige produkter designet til overfladedesinficering (direktiv 98/8/EU).
- Middel med komposition af didecyldimethylammoniumklorid, polyhexamethylen biguanid hydroklorid.

De følgende produkter kan også anvendes til regelmæssig rengøring af DR-detektorne:

- **CaviWipes®**

Godkendte desinfektionsmidler til XD 10, XD+10, XD 14, XD+14, XD 17 og XD+17

Følgende desinfektionsmidler er fundet kompatible og kan bruges på den ydre overflade af XD 10 (FXRD-2530VAW), XD+10 (FXRD-2530VAW PLUS), XD 14 (FXRD-3643VAW), XD+14 (FXRD-3643VAW PLUS), XD 17 (FXRD-4343VAW) og XD+17 (FXRD-4343VAW PLUS) DR-detektorer:

- **Desinfektionsmidler baseret på kvarternært ammoniumsalt (<1 vægtprocent) og/eller alkohol (<75 vægtprocent)**
- **Ætanol 70 %**
- **70 % isopropylalkohol**
- **Benzalkoniumklorid 10 %**
- **Acrylan®**

(Acrylan er et varemærke tilhørende ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH)

- **Bacillocid® Special**

(Bacillocid er et varemærke tilhørende Raman & Well PVT. LTD.)

- **Bacillol AF**

(Bacillol er et varemærke tilhørende BODE Chemie GmbH)

- **CaviWipes®**

(CaviWipes® er et varemærke tilhørende Metrex®)

- **Certainty™ Plus desinfektionsservietter**

(Certainty™ er et varemærke tilhørende Certainty Brands™)

- **CLEANISEPT® VÅDSERVETTER**

(Cleanisept er et varemærke tilhørende Dr. Schumacher GmbH)

- **Clinell® universelle vådservietter**

Clinell® sporedræbende vådservietter

(Clinell er et varemærke tilhørende GAMA Healthcare Ltd)

- **DENTIRO® Light**

(DENTIRO er et varemærke tilhørende Oro Clean Chemie AG)

- **ED Wipes**

(ED Wipes er et varemærke tilhørende MH healthcare Co., Ltd)

- **Germi RIO® Pronto Uso**

(Germi RIO er et varemærke tilhørende Rioquímica®)

- **Indagerm B+Q**

Indagerm B+Q Max

(Indagerm er et varemærke tilhørende Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico LTDA.)

- **Lysoformin® 3000**

(Lysoformin er et varemærke tilhørende Lysoform)

- **Meliseptol® rapid**

(Meliseptol er et varemærke tilhørende B. Braun Melsungen AG)

- **MetriCide™ OPA Plus**

(MetriCide er et varemærke tilhørende Metrex®)

- **Mikrobac® servietter**

(Mikrobac er et varemærke tilhørende BODE Chemie GmbH)

- **mikrozid® AF vådservietter**

mikrozid® universalvådservietter green line

(mikrozid er et varemærke tilhørende Schülke&Mayr GmbH)

- **PDI Alcohol Prep Pad**

(PDI er et varemærke tilhørende PDI®)

- **SaFecide +**

(SaFecide er et varemærke tilhørende Liebecos)

- **Sani-Cloth® Active vådservietter**

Sani-Cloth® AF3 vådservietter

Sani-Cloth® Plus vådservietter

Super Sani-Cloth® vådservietter

Sani-Cloth® CHG 2%

(Sani-Cloth er et varemærke tilhørende PDI®)

- **Sono® ultralydsvådservietter**

(Sono er et varemærke tilhørende Advanced Ultrasound Solutions, Inc.)

- **SURFA'SAFE**

(SURFA'SAFE er et varemærke tilhørende LABORATOIRES ANIOS)

- **Wip'Anios Excel**

(Wip'anios er et varemærke tilhørende Anios®)



FORSIGTIG:

Opbevaringstemperatur bør ikke være lavere end 5 °C eller højere end 35 °C.



FORSIGTIG:

Væsker, der kommer ind i DR-detektoren eller batteriet, kan forårsage fejlfunktion og forurening. Vær særlig opmærksom ved desinficering af den nederste side af DR-detektoren i nærheden af batterifaget.

Andre desinficeringsmidler, der opfylder betingelserne beskrevet nedenfor, kan benyttes, såfremt de benyttes i henhold til produktets egen vejledning.

- Europæiske biocidholdige produkter designet til overfladedesinficering (direktiv 98/8/EU).
- Middel med komposition af didecyldimethylammoniumklorid, polyhexamethylen biguanid hydroklorid.

De følgende produkter kan også anvendes til regelmæssig rengøring af DR-detektorne:

- **CaviWipes®**

Brug af beskyttende plastomslag

Hvis DR-detektoren bruges i et miljø, hvor desinficering er nødvendig eller hvor den kan komme i kontakt med blod eller andre kropsvæsker, skal der bruges plastomslag til at beskytte DR-detektoren mod direkte kontakt med patienten. Kontrollér, at plastomslaget ikke er krøllet, for at undgå, at folderne vises på billedet.

Godkendte desinficeringsmidler til brug på BARCO-skærm eller berøringsskærm

Følgende desinficeringsmidler er kompatible og kan bruges på den udvendige overflade af BARCO-skærmen eller berøringsskærmen:

- **Ethanol 70 %**
- **0,5 % klorhexidin i 70 % ethanol**
- **250 ppm klorinopløsning**
- **CIDEX® Aktiveret glutaraldehydopløsning**
(CIDEX er et varemærke tilhørende Johnson and Johnson)
- **Haemo-sol®, 1 % i vand**
(Haemo-sol er et varemærke tilhørende HAEMO-SOL INTERNATIONAL, LLC.)
- **BacilloI® AF**
(Bacillol er et varemærke tilhørende BODE Chemie GmbH)

Godkendte desinficeringsmidler til brug på skærme eller berøringsskærme fra DELL

Følgende desinficeringsmidler er kompatible og kan bruges på den udvendige overflade af skærme eller berøringsskærme fra DELL:

- 70 % isopropylalkohol

Godkendte desinficeringsmidler til brug på skærme eller berøringsskærme fra HP

Følgende desinficeringsmidler er kompatible og kan bruges på den udvendige overflade af skærme eller berøringsskærme fra HP:

- 70 % isopropylalkohol

Godkendte desinfektionsmidler til streghodelæser CS6080

Følgende desinfektionsmidler er fundet forenelige med og kan anvendes på CS6080-streghodelæserens udvendige overflade og på CS6080-holderen, bortset fra dem mærket med (*), som ikke kan anvendes på holderen.

- 70 % isopropylalkohol
- 10 % blegemiddel (natriumhypoklorit 0,55 %) og vandopløsning (*)
- 3 % hydrogenperoxid og 97 % vandopløsning
- 91 % isopropylalkohol og 9 % vandopløsning
- **Azowipe®**

Azowipe er et varemærke tilhørende Vernacare Ltd.

- **CaviCide®**

CaviCide1®

CaviWipes®

CaviWipes1®

(CaviCide, CaviCide1, CaviWipes og CaviWipes1 er varemærker tilhørende Metrex®)

- **Dispatch® Hospital desinfektionsservietter med blegemiddel (*)**

(Dispatch er et varemærke tilhørende The Clorox Company) (Canada)

- **Clorox Formula 409® glas- og overfladerens**

(Formula 409 er et varemærke tilhørende The Clorox Company) (Canada)

- **Clorox Healthcare® bakteriedræbende vådservietter (*)**

Clorox Healthcare® desinficerende renseservietter med hydrogenperoxid

Clorox Healthcare® Multi-Surface Quat alkoholsservietter

(Clorox Healthcare er et varemærke tilhørende The Clorox Company) (Canada)

- **D10 Concentrate Detergent Sanitizer**

Dimension 256 neutral desinfektionsrens

(D10 og Dimension 256 er varemærker tilhørende DIVERSEY, INC.)

- **medipal® desinficerende alkoholsservietter**

(medipal er et varemærke tilhørende Pal International®)

- **OXIVIR® TB**

(OXIVIR er et registreret varemærke tilhørende DIVERSEY, INC.)

- **PDI Easy Screen® renseserviet**

(Easy Screen er et varemærke tilhørende PDI®)

- **Sani-Cloth® AF3-vådservietter**

**Sani-Cloth® bakteriedræbende engangsvådservietter med
blegemiddel (*)**

Sani-Cloth® HB-vådservietter

Sani-Cloth® Plus vådservietter

Super Sani-Cloth® bakteriedræbende engangsvådservietter

(Sani-Cloth er et varemærke tilhørende PDI®)

- **PDI® Sani-Hands® Instant håndrenseservietter**

(Sani-Hands er et varemærke tilhørende PDI®)

- **Sani Professional® desinfektionsservietter til flere overflader**

(Sani Professional er et varemærke tilhørende PDI®)

- **Sterets Alcowipe®**

(Sterets Alcowipe er et varemærke tilhørende Mölnlycke Health Care AB)

- **Viraguard®**

(Viraguard er et varemærke tilhørende Veridien)

- **Virex® II 256**

(Virex er et varemærke tilhørende Diversey® Inc.)

- **Windex® originalt glasrens med ammoniak-D**

(Windex er et varemærke tilhørende S.C. JOHNSON & SON, INC.)

- **Wipes Plus® desinfektionsservietter**

(Wipes Plus er et varemærke tilhørende Progressive Products, LLC)

Rengøring af computer- eller berøringsskærmen

Brug ikke et klorbaseret rengøringsmiddel (såsom blegemiddel), peroxider (hrunder hydrogenperoxid), opløsningsmidler (såsom acetone, fortyndere, benzen, metylenklorid eller toluen), ammoniak (dvs. Windex), ætanol eller andre slibemidler.

Tag AC-strømkablet ud af stikdåsen før rengøring.

Sørg for, at den omgivende temperatur og luftfugtighed holdes inden for de angivne grænseværdier, og at ventilationsåbninger ikke er blokeret.

Skærmene er ikke beregnet til udendørs brug.

Følgende tip hjælper med at sørge for, at berøringsskærmen fungerer optimalt:

1. Brug en ren og let fugtet klud med et mildt rengøringsmiddel for at rengøre skærmens kabinet.
 - Overflader skal være helt lufttørrede, før enheden tændes efter rengøringen. Der må ikke forekomme synlig fugt på overfladerne af produktet, før det tændes eller tilsluttes.
 - Det er vigtigt, at enheden holdes tør. Sørg for, at der ikke kommer væske ind i enheden.
 - Hvis der trænger væske ind i enheden, skal du slukke for den og få en kvalificeret servicetekniker til at efterse den, før du tænder for den igen.
2. Til rengøring af berøringsskærmen skal du bruge en ren klud eller svamp påført vindues- eller glasrens.
 - Påfør aldrig rengøringsmidlet direkte på berøringsskærmen.
 - Tør ikke skærmen af med en klud eller svamp, der kan ridse overfladen.
 - Aftør forsigtigt i én retning, og arbejd fra toppen af skærmen til bunden.

Rengøring af computertastaturet

Brug ikke et klorbaseret rengøringsmiddel (såsom blegemiddel), peroxider (hrunder hydrogenperoxid), opløsningsmidler (såsom acetone, fortyndere, benzen, metylenklorid eller toluen), ammoniak (dvs. Windex), ætanol eller andre slibemidler.

SLUK for strømmen til pc'en inden rengøring.

Du kan beskytte tastaturet ved hjælp af særlig afdækning, der beskytter tastaturet fuldstændig og kan rengøres eller desinficeres separat. Se nærmere oplysninger her:

<https://eu.man-machine.com/accessories-de/>

Brug en ren og let fugtet klud med et mildt rengøringsmiddel til at rengøre tastaturet.

- Overflader skal være helt lufttørrede, før enheden tændes efter rengøringen. Der må ikke forekomme synlig fugt på overfladerne af produktet, før det tændes eller tilsluttes.
- Det er vigtigt, at enheden holdes tør. Sørg for, at der ikke kommer væske ind i enheden.

Rengøring af bærbar pc eller tablet

Brug ikke et klorbaseret rengøringsmiddel (såsom blegemiddel), peroxider (herunder hydrogenperoxid), opløsningsmidler (såsom acetone, fortyndere, benzen, metylenklorid eller toluen), ammoniak (dvs. Windex), ætanol eller andre slibemidler.

Tag AC-strømkablet ud af stikdåsen før rengøring.

Sørg for, at den omgivende temperatur og luftfugtighed holdes inden for de angivne grænseværdier, og at ventilationsåbninger ikke er blokeret.

Du kan beskytte tastaturet og berøringspladen ved hjælp af særlig afdækning, der beskytter tastaturet fuldstændig og kan rengøres eller desinficeres separat. Se nærmere oplysninger her:

<https://eu.man-machine.com/accessories-de/>

Følgende tip hjælper med at sørge for, at berøringsskærmen fungerer optimalt:

1. Brug en ren og let fugtet klud med et mildt rengøringsmiddel til at rengøre enheden.
 - Overflader skal være helt lufttørrede, før enheden tændes efter rengøringen. Der må ikke forekomme synlig fugt på overfladerne af produktet, før det tændes eller tilsluttes.
 - Det er vigtigt, at enheden holdes tør. Sørg for, at der ikke kommer væske ind i enheden.
 - Hvis der trænger væske ind i enheden, skal du slukke for den og få en kvalificeret servicetekniker til at efterse den, før du tænder for den igen.
2. Til rengøring af skærmen eller berøringsskærmen skal du bruge en ren klud eller svamp påført vindues- eller glasrens.
 - Påfør aldrig rengøringsmidlet direkte på berøringsskærmen.
 - Tør ikke skærmen af med en klud eller svamp, der kan ridse overfladen.
 - Aftør forsigtigt i én retning, og arbejd fra toppen af skærmen til bunden.

Ansvarsfraskrivelse

Valg og beskrivelse af den passende desinficeringsprocedure og -politik er brugerens ansvar.